

Version 8.45.3.5 23.9..2024

Einlesen GTIN: Korrektur SN MDT, wenn SN zu lang
(Augustinus Düren)

Bugfix: Stimulationsanteil AP MDT Tachy bei doppeltem Histogramm korrigiert
(Praxis Wolf Beilstein)

Geänderte Datei:

Lager.apr
MDTTacNeu.apr
Patient.apr
Patientlogo.apr

Version 8.45.3.4 18.8..2024

Komprimierung Worklist aus Pacer 8 heraus möglich

Bugfix: MDT Tachy Stimulationsanteil Ensura aktualisiert
(Praxis Wolf Beilstein)

Neues Verzeichnis:

Kompressor (In C:\ProPace\Pacing-9\Toolbox)

Neue Datei:

Komplog.txt
Kompressor.apr
Kompressor.bat

Geänderte Datei:

MDTTacneu.apr
Patient.apr
Patientlogo.apr

Version 8.45.3.3 2.8..2024

Diagnosemigration nimmt jetzt auch Indikation und Rhythmus mit

Bugfix: MDT Tachy Stim-Anteil bei abweichenden PDF-Vorlagen korrigiert
(Praxis Wolf Beilstein)

Geänderte Datei:

Diagnosen.apr
MDTTacneu.apr
Patient.apr
Patientlogo.apr

Version 8.45.3.2 16.7.2024

Bugfix: URL bei Ensura DR und pdf nicht erkannt beseitigt
(Praxis Taubert Saalfeld)

Geänderte Datei:

MDTTacNeu.apr

Version 8.45.3.1 24.6.2024

Bug Laufzeitangabe leer bei MDT-Tachy, wenn Laufzeit Monate und
nicht ERI beseitigt
(Praxis Wolf Beilstein)

Geänderte Datei:

MDTTacNeu.apr
Patient.apr
Patientlogo.apr

Version 8.45.3.0 13.6.2024

<< Nachfolger für Pacer 8 ist ab 1.6.2024 Pacer 9>>
Startsequenz: Launcher kann bei Problemen mit Taskkill-Anfrage verzögert starten
Komprimierung und Bereinigung Lokvar und Freifelder über Einstellungen möglich
Register Briefvorlagen: Bug fehlende DB bei verzögerter Kopie beseitigt
Bug: Ende aus Eingriffen stoppt, wenn Zwischenframes aktiv, beseitigt
Bug: Fehlerhafte Übergabedatei für Sondeninfo Zusatzsonde beseitigt
Bug: Exportarzt wird in Nachsorge nicht gesetzt beseitigt
Bug Fehlende Konversion Zeilenabbruch in MemoKonvers für Ausweise beseitigt
(Praxis am Steintor Recklinghausen)
Bug Archivgenerierung MDT mit Überlauf beseitigt
(MVZ Diankonie Jung-Stilling Betzdorf)

Neue Datei:

Kompressor.apr (in Toolbox)
Kompressor.bat (in Toolbox)
Trennzeichen.apr
Trennzeichen.dbf

Geänderte Datei:

Briefneupath.apr
Lausol.txt
Setuppac8-Large.apr
Patient.apr
Patientlogo.apr

Version 8.45.2.2 30.04.2024

Patientenanlage: Keine automatische Groß-/Kleinschreibung mehr
Grund: Vermeidung Konflikte bei Case-sensitiven Schnittstellen)
(Nexus E&L, Meyerhofer AG)
Einstellungsbearbeitung: Profil wird vor Start Feldbearbeitung gesichert
Einstellungsbearbeitung: Arbeitsblätter mit allen Feldern hinzugefügt
Bug Einstellungsbearbeitung lädt korrektes Profil, zeigt aber Freizugang an beseitigt
Bug Wahlmodul Datenblatt kann überschrieben werden beseitigt
(Beide Kreiskrankenhaus Priegnitz Perleberg)

Bug Einlesestop bei Lesen Stimulationsanteil im AAI-DDD-Modus beseitigt

(Praxis Wolf Beilstein)

Bug Copysplit erkennt zweiten Zuweiser nicht beseitigt

(Praxis Taubert Saalfeld)

Geänderte Datei:

DPEExtern.apr
MasterLok.apr
MDTTacNeu.apr
Neupatient.apr
Patient.apr
Patientlogo.apr

Version 8.45.2.1 22.04.2024

HL-7 Schnittstelle E&L: MDM wahlweise mit vollem Pfad PDF

(GRN Rhein-Neckar & E&L)

Bug Stimulationsanteil MDT Tachy bei verschobener Tabelle beseitigt

(Praxis Wolf Beilstein)

Geänderte Datei:

HL7LocalOut.apr
MDTTacNeu.apr
Patient.apr
Patientlogo.apr

Version 8.45.2.0 16.04.2024

MDT- und Vitatron Brady-Import: Modul an geänderte Rohdatendatei angepasst

Anydesk Fernwartung auf Version 7 upgedatet

Bug Import Daten hängt sich auf, wenn Skript nicht aktualisiert beseitigt

Biotronik HMSC: Befunde werden für Telemedizin und Daten gesplittet

(Praxis Brühl / Singh Kronach)

Bugfix Serienbrief mit Unterschrift aus erster FU beseitigt

(Praxis Taubert Saalfeld)

Geänderte Datei:

Anydesk_Service.exe
Medtronic.apr
Patient.apr
Patientlogo.apr
Satzlokalebatches.apr
SatzlokalebatchesUD.apr

Version 8.45.1.0 18.3.2024

Detaillierte Historie Advisorybearbeitung

Bugfix Einstellung Dezimalzeichen wird bei Neustart zurückgesetzt beseitigt

Einlesen Daten Micra in MDTTACNeu ergänzt
(Praxis Taubert Saalfeld)

Geänderte Datei:

Language pack
MDTTacNeu.apr
Patient.apr
Patientlogo.apr

Version 8.45.0.2 11.3.2024

Änderungsmodul Zuweiser lädt im Dual-Modus neue Zuweiser auch manuell
Änderung Benachrichtigung, wenn im Dual-Modus keine neuen Daten vorhanden
Bugfix automatische Dezimalstelleneinstellung (0 Komma, wenn keine Vorgabe)

Geänderte Datei:

Dualimport.bat
HACchange.apr
NOREAD.APR
Patient.apr
Patientlogo.apr

Version 8.45.0.1 5.3.2024

Masterdatei für Dezimalconverter
Bugfix MDTTACNeu falsche Dezimalstelle bei Progr. Sensing beseitigt
(Praxis Taubert Saalfeld)

Importmodul Microport für alternative Dezimalzeichen
(Klinik Arlesheim CH)

Neue Datei:

Komm.bat
Komm.lnk
Kommamaster.dbf

Geänderte Datei:

MDTTacNeu.apr
Patient.apr
Patientlogo.apr
Sorinimport.apr

Version 8.45.0.0 5.3.2024

Importmodul Microport neu aufgesetzt
Bugfix MDTTACNeu Laufzeit Mirro und Ensura mit Punkt in Modus beseitigt
(Praxis Taubert Saalfeld)

Geänderte Datei:

MDTTacNeu.apr
Patient.apr

Patientlogo.apr
Sorinimport.apr

Version 8.44.4.0 1.3.2024
Einrichtung Client-Server für Betrieb mit unterschiedlichen Spracheinstellungen
Bug MDT-Tachyimport PDF für alternatives Dezimalzeichen falscher Key korrigiert
(Beides Klinik Arlesheim CH)

Neues Verzeichnis

Dual (in Interface/HL7-8)
Dual (in Exchangefiles)
Dual (in Interface/Hl7-8/Dual)

Neue Datei:

DUALHA.apr (In Exchangefiles)
DUALHA.apr (in Interface/Hl7-8/Dual/Dual2)
Dualimport.bat (In Exchangefiles)
Dualimport.bat (in Interface/Hl7-8/Dual/Dual2)
Dualimport.lnk (In Exchangefiles)
DUALORM.apr (In Exchangefiles)
Dualorm.bat (In Exchangefiles)
Dualorm.lnk (In Exchangefiles)
FLFNR.dbf (in Interface/HL7-8/Dual)
HAClean.dbf (in Interface/Hl7-8/Dual)
Hausarzt.dbf (in Interface/Hl7-8/Dual)
Hausarzt.dbf (in Exchangefiles/Dual)
Hausarzt.dbf (in Exchangefiles/Dual/Dual2)
Grabberdual.bat (in Interface/HL7-8)
HL7Import-Dual.apr (in Interface/HL7-8)
Importtabelle.dbf (in Interface/HL7-8/Dual)
MasterHA.dbf (in Interface/Hl7-8/Dual)
MasterHA.dbf (in Interface/Hl7-8/Dual/Dual2)
MasterHA.dbf (in Exchangefiles/Dual)
MasterHAClean.dbf (in Interface/Hl7-8/Dual)
Masterimportclean.dbf (in Interface/Hl7-8/Dual)
NoRead.apr (In Exchangefiles)
NoRead.dbf (In Exchangefiles)
Stack.dbf (in Interface/Hl7-8/Dual)

Geänderte Datei:

MDTTacNeu.apr
Patient.apr
Patientlogo.apr

Version 8.44.3.5 25.2.2024

Terminalserver: Automatisierter Rücksatz Indexdateien Clients möglich
(Praxis Singh Kronach)
MDT-Tachyimport PDF für alternatives Dezimalzeichen geändert
(Klinik Arlesheim CH)
Bug direkter Wechsel von FU zu ToDo bei aktivierter lokaler Schnittstelle führt zu
Abbruch Makro beseitigt
(Helios Klinikum Buch)
Neue Datei:
Clearts.bat
Komma.dbf
Geänderte Datei:
MDTTacNeu.apr
Patient.apr
Patientlogo.apr

Version 8.44.3.4 29.1.2024

Schnittstelle MDM CWD jetzt wahlweise auch mit Base64-Übergabe
GDT Gesamtexpo deaktiviert, da nicht mehr benötigt
Bug VBS aus Wordserie reduziert Briefstart auf A4 beseitigt (Nur HD-Client)
Geänderte Datei:
CWD.bat
HL7-8Localout.apr
Patient.apr
Patientlogo.ap

Version 8.44.3.3 18.1.2024

Wordpro-Verarbeitung für Ausweise: Zusätzliches Feld Zwisacon
(Praxiszentrum Innere Medizin Emmendingen)
Bugfix: Erneut falsches Steuerfeld Dezimalzeichen in SJM.apr korrigiert
(Klinik Arlesheim CH)
Bugfix: MDT-Import schiebt PDF bei sehr großen Dateien nur in Stack beseitigt
(Praxis Wolf Beilstein)
Geänderte Datei:
AWWP.apr
Biotronik.apr
MDTHolen.bat
Patient.apr
Patientlogo.ap
SJM.apr
TacMDTHolen.bat

Version 8.44.3.2 28.12.2023

Zweites Verarbeitungsverfahren für Worddokumente
(Praxiszentrum Innere Medizin Emmendingen)

Geänderte Datei:

Patient.apr
Patientlogo.ap
Wordwupper.apr
Wordtab.dbf (In Pacer97)

Version 8.44.3.1 18.12.2023

Bugfix: Falsches Steuerfeld Dezimalzeichen in SJM.apr korrigiert
(Klinik Arlesheim CH)

Schnittstellen: ORU/MDM für Nexus Schweiz weiter angepasst

Schnittstellen: GDT Namensgebung PDF-Anhang jetzt variabel
(Praxis am Steintor Recklinghausen)

Geänderte Datei:

GDTStandard.apr
HL7-8Localout.apr
Languagepack
Patient.apr
Patientlogo.ap
SJM.apr

Version 8.44.3.0 3.12.2023

Bugfix: Update überschreibt GDTIndividual-Daten beseitigt
(Update-Dateien aktualisiert)

Schnittstellen: ORU/MDM für Nexus Schweiz hinzugefügt

Import Aggregatdaten: Liest wahlweise Deutsch auch mit Dezimalpunkt ein

MDT SmartSync: Import bei alternativem Pfad geändert

Geänderte Datei:

Biotronik.apr
Bostonpaceart.apr
HL7-8Localout.apr
MDTSmartSync.apr
MDTSmartSync.bat
Medtronic.apr
Patient.apr
Patientlogo.apr
SJM.apr

Version 8.44.2.2 16.10.2023

Favoritenfeld in Eingriff verlängert (Nur HD-Client)

Updatemanagement geändert (Temp wird vor Batchsatz geleert)
Bugfix: MDT Tachy liest gem. Amplitude bei 2/3-Kammer und VVI(R) falsch aus
beseitigt
Bugfix: Leseverzögerung auch bei MDT Brady, falls Virenschanner langsam (Brake.txt)
(Beide Praxis Wolf Beilstein)
Zusätzliches Feld Datum nächste FU für Übergabe Serienbrief
(CardioLausitz Hoyerswerda)
Bugfix: Bei einigen W10 / W11-Versionen keine Unterstützung XCopy
bei SJM-Transfer
(MVZ Jung-Stilling Siegen)

Geänderte Datei:

MDTHolen.bat
MDTTACNEU.apr
Patient.apr
Patientlogo.apr
Update.bat
Updatecitrix.bat

Version 8.44.2.1 17.9.2023

Bugfix: "<"-Zeichen in Text führt bei E&L-XML zu falschem Tag beseitigt
(Sana Klinikum Hameln)
Bugfix: Lesemodul Abbott nimmt ATP vor Schock nicht mit beseitigt
Bugfix: Lesemodul Abbott nimmt VT-2 KV bei Vorhandensein mehrere ATP-Arten
nicht mit beseitigt
(Beide Helios Klinikum Buch)
Bugfix: MDT Tachy liest Stim-Anteile bei 2/3-Kammer und VVI(R) falsch aus beseitigt
(CardioLausitz Hoyerswerda)

Geänderte Datei:

MDTTACNEU.apr
SJM, apr
XMLEUNDL.apr

Version 8.44.2.0 12.9.2023

Ausweise zeigen nur noch Werte des aktuellen Aggregats an
(Kardiologie Dillenburg)
Bugfix: Falsche Anzeige Restlaufzeit MDT Brady bei Laufzeit < 6 Monate beseitigt
(CardioLausitz Hoyerswerda)
Bugfix: Lesemodul nimmt Anzahl Therapien VT2 2. Therapie Bio nicht mit beseitigt
(Helios Klinikum Buch)

Neue Datei:

AWWPAll.apr

Geänderte Datei:

AWWP.apr
Biotronik.apr
Medtronic.apr
Patient.apr
Patientlogo.apr

Version 8.44.1.2 22.8.2023

Abbott-Import: PDFs werden auch in StackPPData gesichert
Liste Kassenarten ergänzt
Parallele PDF Doku internes Archiv und extern via GDT
(Praxis Glombitza Naumburg (Saale))
GDTStandard: Erwartete Restlaufzeit kann mit übergeben werden
Bugfix: Texterkennung MDT Tachy durch Virens Scanner geblockt beseitigt
(Beide Praxis Wolf Beilstein)
Bugfix: Emblemimport USB mit falschem Pfad bei Nocrypt beseitigt
(Klinikum Hanau)
Bugfix: Bosfinder setzt bei Stick J Info auf I beseitigt
(Kardiologie Dillenburg)
Bugfix: Setup bricht ab, wenn launcher noch nicht kopiert, beseitigt

Geänderte Datei:

Advisoryserach.apr
Bosfinder.bat
FKISTRA.dbf
GDTStandard.apr
Icon70W6.bat
Icon70W7.bat
Neupatient.apr
Patient.apr
Patientlogo.apr
Stickfrei.bat
TacMDTHolen.bat

Version 8.44.1.1 9.7.2023

Bugfix: Bild hängt sich bei Wechsel von Tachywrite zu Bradywrite auf beseitigt
(DRK Krankenhaus Neuwied)
Bugfix: Biotronik-Import startet vor kompletter Datenübernahme beseitigt
(Helios Weißeritztalklinik)

Geänderte Datei:

Delpreread.bat
Patient.apr

Patientlogo.apr
Satzlokalebatches.apr
SatzlokalebatchesUD.apr

Version 8.44.1.0 4.7.2023
Kostenträgeranfrage: Direkter Zugriff auf bereits identifizierte Patienten
Löschen PDD bereits auf Stick
Bei Importabbruch stehengebliebene Leseflags werden vor nächstem Import gelöscht
Geänderte Datei:
Advisoryserach.apr
Delpreread.bat
Delpreread.lnk
Patient.apr
Patientlogo.apr
Stickfrei.bat

Version 8.44.0.0 18.6.2023
Mandantensteuerung: Jetzt sowohl ZUgriff auf getrennte DB als auch auf
singuläre DB mit Mandantenmix möglich
Bugfix: Process-ID führt bei ORM-Konflikt zum Stop Einlesen beseitigt
(Leopoldina Krankenhaus Schweinfurt)
Bugfix: Falsche Pfadangabe in Emblem-BT-Entpacker beseitigt (SD-Client)
Bugfix: Flag bei Löschen FU wird nicht zurückgesetzt beseitigt
Geänderte Datei:
HL7Import-Universal.apr
Keys.apr
Patient.apr
Patientlogo.apr

Version 8.43.1.2 22.5.2023
Bugfix: Einlesen BSci Emblem noncrypted USB korrigiert
(Praxis Taubert Saalfeld)
Bugfix: Profilbearbeitung nimmt Einstellung BSci nicht mit korrigiert
Geänderte Datei:
Patient.apr
Patientlogo.apr

Version 8.43.1.1 21.5.2023
Updater geändert: Keine Interaktion zwischen Satz Batches und Start mehr
Anleitung Einlesen Daten Medtronic SmartSync hinterlegt
Anleitung Einlesen Daten BSci 3300 mit S-ICD eingefügt
Testmodus für HL7-Import eingefügt
Bug bei Beginn Lesen wird auch KONTFREI3 gelöscht beseitigt

(Praxis Spahn/Molling Dillenburg)
Bug Move unter Windows bei Transfer Emblem nicht funktional beseitigt
(Helios Weißeritztalklinik Freital / Dippoldiswalde)
Bug Interrupt in grabberuniversal bei deaktivierter Zeichensatzkonversion beseitigt
Neue Datei:

Einlesen_BSci_3300.pdf
Einlesen_MDT_SmartSync.pdf

Geänderte Datei:

DefaultHL7-8.apr
grabberuniversal.bat
helppath.dbf
HL7Import-Universal.apr
Patient.apr
Patientlogo.apr
Update.apr
Update.bat
Updatecitrix.bat

Version 8.43.1.0 1.5.2023

Importiert auch PDF Merlin.net ohne Verzeichnisstruktur
Launcher.lnk minimiert (Kein CMD mehr auf Desktop)
Bug bei Wechsel zur Suche keine Dokumentenarchivierung beseitigt
Anzeige aktuell bearbeitete Patienten auf aktuelle Patienten Client geändert
(Letzte drei Praxis Taubert Saalfeld)

GDT Einzelexport: Ablauf geändert
(Praxis Spahn/Molling Dillenburg)

Geänderte Datei:

GDTStandard.apr
Launcher.lnk
Patient.apr
Patientlogo.apr

Version 8.43.0.2 23.4.2023

Einlesen Dokumente in Archiv unter W11 standardisiert
Anleitungen zum Datenexport Programmiergeräte aktualisiert
Anleitung zur Prüfung Advisory aus Nachsorge
Anleitung zur Prüfung Advisory über Advisory-Modul
Anzeige der letzten 10 Aufrufe in der Patientenliste
(Praxis Taubert Saalfeld)

Nachsorge ADT-Stream: Daten aus Stack können direkt übernommen werden
(BRK Kliniken Lindenberg / München / Wertheim)

Bug Schnittstelle Philips ohne DG-Label in FU-HL7 beseitigt
(Ostalbklinikum Aalen)
Bug Profilverwaltung lokale Variablen übernimmt nicht alle Variablen beseitigt
Ablauf Import Abbott / SJM aktualisiert
(Praxis Wolf Beilstein)

Neue Datei:
Advisory_Einzel.pdf
Advisory_Modul.pdf

Geänderte Datei:
Einlesen_Biotronik.pdf
Helppath.dbf
HL7-8Localout.apr
Patient.apr
Patientlogo.apr
Satzlokalebatches.apr
SatzlokalebatchesUD.apr
SJM.apr

Version 8.43.0.1 2.4.2023

Bug Tempverzeichnis vor Einlesen Dokumente in Arrchiv geleert beseitigt
Bug Einlesen Ensura stoppt bei fehlendem Tag Abschluss in PDF beseitigt
(Beide Praxis Spahn/Molling Dillenburg)

Neue Datei:
Intern.txt

Geänderte Datei:
Delletter.bat
MDTTacNeu.apr
Patient.apr
Patientlogo.apr

Version 8.43.0.0 19.3.2023

Ablauf MDT-SmartSync für alternative Pfade geändert
(BRK Kliniken Lindenberg / München / Wertheim)

Bug < in freiem Text erzeugt zusätzlichen Tag in XML beseitigt

Geänderte Datei:
Advisorysearch.apr
Lager.apr
MDTSmartSnc.bat
MPGBuch.apr
Patient.apr
PatientLogo.apr

Recall.apr
Reporting.apr
Revineu.apr
XMLEundL.apr

Version 8.42.2.0 27.2.2023

HL7-Import: ORM mit OK-Status führt wahlweise zu Löschen in Arbeitsliste
(Leopoldina Krankenhaus Schweinfurt)

HL7-Export: Modifikationen für SAP-ISH MDM und ORU
(Kreiskliniken Lörrach)

MDT SmartSync: Anpassungen für CRT-Plattformen

Geänderte Datei:

Buildermcclocal.bat
DefaultHL7-8.apr
Grabberuniversal.bat
HL7-8Localout.apr
HL7Import-Universal.apr
MDTSmartSnc.apr
Patient.apr
Patientlogo.apr
SMSYNCDATAMASTER.dbf

Version 8.42.1.1 10.1.2023

Bugfix: Aggregatstammdatenbank Schlüsselliste Aggregatart korrigiert

Bugfix: GDT Fehlerhafte Längenberechnung Zeileneinträge korrigiert
(Praxis Lehmann Berlin Weißensee)

Bugfix: Kalendervorbereitung schluckt bei Schaltjahren den 30.12. beseitigt
(Praxis Taubert Saalfeld)

Geänderte Datei:

Aggreg.apr
GDTStandard.apr
Kalprep.apr
Patient.apr
Patientlogo.apr

Version 8.42.1.0 29.12.2022

Hausarztstammdatei kann jetzt auch direkt aus Wechselmodul aufgerufen werden

Kostenträgeranfragen: Kennzeichnung Kassenart bei Stammdaten möglich
(Klinikum Lippe Detmold)

Optional: Reset hängende Anwendung über Tastenkombination (Manuelle Installation)

Bugfix: Modul GTIN blockt Query-DB beseitigt

(Diakonie-Krankenhaus Jung-Stilling Siegen)

Bugfix: Adresszuordnung Modul Formulare und Briefe korrigiert
(Marienhaus Klinik St. Wendel)

Geänderte Datei:

Advisorysearch.apr
Einlesen_BSci.pdf
HChange.apr
Neupatient.apr
Neustart Pacer 8.lnk
Patformulare.apr
Patient.apr
Patientlogo.apr
Reset Pacer 8.bat

Version 8.42.0.1 8.12.2022

Startbildschirm jetzt mit direktem Hinweis auf Support per Mail
Bugfix: Satzlokalebatches läuft nach Update nicht automatisch an
Bugfix: PDF24-Toolbox für Program Files und Program Files (x86) hinterlegt
(BRK Kliniken Lindenberg / München / Wertheim)

Geänderte Datei:

Language Pack
Patient.apr
Patientlogo.apr
PDF24HA.bat
Satzlokalebatchesud.apr

Version 8.42.0.0 28.11.2022

Anleitungen aktualisiert
Skriptgenerierung nach Update angepasst
Neue Datei:

Stream.apr
Stream.bat
Stream.lnk

Geänderte Datei:

Aggregatanlage.pdf
DefaultHL7-8.apr
Helppath.dbf
GrabberUniversal.bat
Patient.apr
Patientlogo.apr
Resetgrabhang.bat
Satzlokalebatches.apr

Satzlokalebatchesud.apr
Timegrab.apr
Timegrab.dbf

Version 8.41.4.0 .5.11.2022

HL7 local blockt Export, wenn kein mandatorisches PDF erstellt wurde
Exportdatensatz für Befunde angepasst
(MVZ Jung-Stilling Betzdorf)

Fachkundenachweis: Zeitraum nach KV-/ÄK-Vorgabe eingrenzbar
(Katharinenhospital Stuttgart)

Updatefunktion: Textkorrektur in Startsequenz
Startsequenz und Verarbeitung für Terminalserver angepasst
Bugfix: Ablauf Startsequenz nach neuem Setup geändert
Anleitung für Updates aktualisiert
Anleitung für Abarbeitung Worklist hinzugefügt
HL7-Export Philips wird ohne Fallnummer geblockt
HL7-Import: Anpassung Einlesen Wunschdatum Untersuchung für CGM
Bugfix: Hausarztzuordnung in OP-Berichts-Modul korrigiert
(Letzte drei Ostalbklinikum Aalen)

Neue Datei:
NixPDF.apr

Geänderte Datei:
buildermccclocal.bat
firststartw6.bat
firststartw7.bat
Helppathh.dbf
HL7Import-Universal.apr
icon70W6.bat
icon70W7.bat
Language Pack
Patient.apr
Patientlogo.apr
Revineu.apr
SetupPac8Large.apr
Standardstick.bat
Untersuchungsanforderung.pdf
Update.bat
UpdateCitrix.bat
Updates.pdf
Verw.apr

Version 8.41.3.5 17.10.2022

Auswahl Zeichensatztablelle bei GDT-Import
(Praxis Bonfils Kandel)
Bugfix (Erneut) Timing bei Einlesen MDT Tachy via Textkonverter beseitigt
(Helios Klinikum Berlin-Buch)

Neue Datei:

TacReady.txt

Geänderte Datei:

GDTImp2021.apr
MDT2021Neu.bat
TacMDTHolen.bat

Version 8.41.3.4 13.10.2022

MDT Einlesen PDF: Hinweis auf PDF-Rohdaten wird angezeigt
Bugfix Cardiolog-Datenanzeige in Stammdaten
Übergabe 2. Aggregat für Standardausweis
(Kardiocentrum Frankfurt)
PDF24: Pfadangabe im Script für HL7Local angepasst
(BRK Kliniken Lindenberg / München / Wertheim)
BSci: Emblem BT-Import angepasst
(Klinikum Hanau)
Bugfix Timing bei Einlesen MDT Tachy via Textkonverter beseitigt
(Helios Klinikum Berlin-Buch)
Bugfix falsche Suchverknüpfung bei Rücksatz Flags beseitigt
(MVZ Freudenstadt)

Geänderte Datei:

AWStandard.apr
Language Pack
Merge.apr
NixPDF.txt
Patient.apr
Patientlogo.apr
PDF24HA.bat
TacMDTHolen.bat

Version 8.41.3.3 28.9.2022

Bugfix: MDTSmartSync Einlesen von Stick korrigiert
(DRK Krankenhaus Neuwied)
Bugfix: PID wird in ADT-Systemen nicht zugeordnet, wenn Patient schon
vorhanden, beseitigt
(BRK Kliniken Lindenberg / München / Wertheim)

Geänderte Datei:

Patient.apr
Patientlogo.apr

Version 8.41.3.2 20.9.2022

Briefexpress neu konfiguriert
Feld MRT-Tauglichkeit kann um Freitext (z.B. Umprogrammierung erforderlich)
ergänzt werden
(Kardiologische Praxis Arnold Zittau)

Bugfix: MDTSmartSync hängt bei Import von alternativem Speicherort wegen
fehlendem Flag beseitigt
(EVK Düsseldorf)

HL-7 Checkcode löst keine neue Untersuchung aus
(Leopoldina KH Schweinfurt)

Aktualisierung Anleitungen

Geänderte Datei:

Einlesefehler.pdf
Funktionstasten.pdf
HL7IMPORT-UNIVERSAL
MDTSmartSync.bat
Patient.apr
Patientlogo.apr

Version 8.41.3.1 28.8.2022

MDT SmartSync - Daten können jetzt auch von alternativem Speicherort einge-
lesen werden

Bugfix: Updater kopiert bei fehlender Umgebungsvariable nicht komplett beseitigt

Neue Datei:

ssyncbatch.lnk
ssyncbatchcreate.bat
ssyncbatchcreate.lnk

Geänderte Datei:

MDTSmartSync.bat
Patient.apr
Patientlogo.apr
Update.batssy
UpdateCitrix.bat

Version 8.41.3.0 21.8.2022

Neue MDM-Schnittstelle BRK

Bugfix: Bei Neuanlage Nachsorge keine automatische Übernahme KONTFREI13

Zusätzliche variable Terminfelder für Ausweise

Korrektur Expat.dbf für Import/Export
Weitere Codepages für Zeichensatzkonversion bei Import HL7
HL7 Defaults jetzt auch aus Standardschnittstellensetting aufrufbar
Bei Befunderstellung wird PID fakulativ in Zwischenablage übernommen
(HGZ Marburg)

Alternativer Einlesemodus für Terminalserverbetrieb
Einstellungen für Treiber PDF24 hinzugefügt
(Beide BRK Kliniken Lindenberg / München / Wertheim)

Ergebnisliste modifiziert: Datum letzter Eingriff ersichtlich (Nur HD-Client)
(Diakonie Jung-Stilling Siegen)

Neues Verzeichnis:

TSStack

Neue Datei:

TSTransfer.bat
TSTransfer.lnk

Geänderte Datei:

DefaultHL7.apr
Expat.dbf
Grabberuniversal.bat
HL7-8LOCALOUT.APR
Language Pack
ormlog.bat
Patient.apr
Patientlogo.apr
PDF24HA.bat
PDF24HA.lnk
Satzlokalebatches.apr
Satzlokalebatchesud.apr

Version 8.41.2.0 24.7.2022

Historie bis 8.39.2.0 in Archiv überführt

Korrektur Transfer SmartSync-Dateien

Serienbriefe Patienten: Bearbeitung angepasst, weitere variable Unterschrift
(JWK Minden)

Bug Exportmodul lokal CWD XML kürzt Datei ein beseitigt

Übernahme Daten aus Voruntersuchung: Korrektur Feldlöschung
(Beides Marienhausklinik St. Wendel)

Bug Datenänderung Hausarzt nimmt nur 30 Zeichen an beseitigt
(Kardiologische Praxis Dr. Meier Borken (Westf.))

Nachsorge: Direktwahl Monate zu nächster Nachsorge, wenn keine Terminvergabe

(Praxis am Steintor Recklinghausen)
Boston S-ICD: USB-Übergabe wahlweise verschlüsselt / unverschlüsselt
(Klinikum Hanau)

Geänderte Datei:

Addbases.bat
HASuch.dbf
Historie.pdf
MDTSmartSync.apr
MDTSmartSync.bat
Patient.apr
Patientlogo.apr
XMLEUNDL.apr

Version 8.41.1.0 16.6.2022

DB-Korrektur jetzt auch mit automatischer Korrektur Serial in Implant und Patient
SmartIcons können wahlweise aktiviert oder deaktiviert werden (Nur Einzelclients)
Bug Variable Nachrichtlich Serienbriefe falsch mit HA-Stammdaten verknüpft beseitigt
Bug HL7 Defaultkonversion lädt falsche Defaulteinstellung korrigiert
Neue Datei:

Patientlogo.apr

Geänderte Datei:

Addbases.bat
Lausol.txt
Patient.apr
Repair.apr

Version 8.41.0.0 7.6.2022

Datenübernahme BSci Emblem via BT und USB (Nur Programmierer 3300)
KV-Check-Modul für schnellen Datenexport / -Druck bei Prüfung durchh KV
Eingleseverfahren Biotronik geändert - Skripte laufzeitgesteuert, kein Overflow mehr
Neue Icons WP für Druck
Addbases geändert: Bug falsches Tabellenformat beim Einlesen, wird übersprungen
Bug Falsche Basistabelle bei Reporting Zeitverlauf Aggregatart beseitigt
Neues Verzeichnis:

Dokumentenspeicher
Icons (In B:\datapacer97\script)
Iconleer (In B:\datapacer97\script\Icons)

Neue Datei:

5Emblemdummy.txt
aw1.bmp - aw5.bmp
doc1.bmp - doc5.bmp

Emblem.apr
Emblem.bat
Emblem.lnk
Emblemmaster.dbf
KVCheck.apr
KVCheck.bat
KVCheck.lnk
read.txt

Geänderte Datei:

Addbases.bat
BioBT.bat
Bioholen.bat
IPLZEITVERLAUFDEVICE.APR
Maktemp.bat
Patient.apr
Revineu.apr
Satzlokalebatches.apr
Satzlokalebatchesud.apr
Stickfrei.bat
Stickfreicitrix.bat

Version 8.40.6.0 29.5.2022

Op-Berichtsdruck: Bug Einfrieren nach Aufruf beseitigt
Statistikmodul: Zeitverläufe für Aggregatart FU und Eingriff sowie Eingriffsart
Bug Link Telemedizin-Datenblatt in Aggregatdatenbank falsch beseitigt
Bug Philips-Schnittstelle setzt in BAR FU Katalogjahr auf 2017 beseitigt
(Ostalbkrlinikum Aalen)
Korrektur Einleseprozess Protecta Zweikammer
Bezeichnung 'Erw. Restlaufzeit' in Nachsorge in Mindestrestlaufzeit geändert
Reset Flags setzt jetzt auch Löschmarkierung FU zurück
(Letzte Drei DRK Klinik Neuwied)

Neue Datei:

IPLZEITVERLAUFDEVICE.APR
IPLZEITVERLAUFPROCEDURE.APR
INSZEITSPLIT.APR

Geänderte Datei:

Aggreg.apr
HL7-8Localout.apr
Language Pack
MDTTacNeu.apr

Patient.apr
Reporting.apr
Revineu.apr

Version 8.40.5.0 17.5.2022
Datenübernahme BT für Boston Scientific Programmer 3300 eingerichtet
Bugfix: Vorauswahl Briefrahmen wird nicht gesetzt beseitigt
Hilfetext Einrichten PDF Creator für HL7-Dokumente
Neue Datei:
PDF Creator HL7.pdf
Geänderte Datei:
Helppath.dbf
Language Pack
Patient.apr

Version 8.40.4.2 8.5.2022
Korrektur Stammdateneintrag Aggregat jetzt über Button
Vorbereitung weitere Automatisierung Formularauswahl
Anpassung Schnittstellen Orbis
(Sana Lausitzer Seenlandklinikum Hoyerswerda)
Geänderte Datei:
HL7-8Localout.apr
Patient.apr

Version 8.40.4.1 2.5.2022
Serienbriefdateien angepasst. Memo aus OP kann im Ausweis angezeigt werden
(MVZ Diakonie Jung-Stilling Siegen)
OP-Bericht Standard: Felder hinzugefügt
(Ameos Klinikum Eutin)
Faxnummer Zuweiser kann bei Brieferstellung über Zwischenablage
übergeben werden
(Praxis am Steintor Recklinghausen)
Bugfix: Modul Anfrage Kostenträger zeigt bei Vorliegen mehrerer Advisories für ein
Aggregat / Sonde falsch zu viele Treffer beseitigt
Geänderte Datei:
Advisorysearch.apr
AWWP.apr
Patient.apr
Revineu.apr
Gelöschte Datei:
Advisorysearch.dbf

Version 8.40.4.0 18.4.2022

Neues Setup-Verfahren

Prüfung auf bereits laufende Clients über Tasklist, kein Zähler mehr

Clientübersicht: Schlusszeit wird bei neuem Start gelöscht

Bug Ver- und Entpacken Zip-Dateien bei Datenaustausch lädt in ein falsches

Verzeichnis beseitigt

(Elisabeth-KH Recklinghausen)

HL7 Schnittstelle Helios MDM Header angepasst

Bugfixes in Universalgrabber bzgl. Filterung

(Leopoldina Schweinfurt)

SmartIcons in Hauptmodul standardmäßig deaktiviert

(Kreiskrankenhaus Priegnitz Perleberg)

Bug Feldlänge in HL7-8Default.dbf falsch beseitigt

Neue Datei:

84031.txt

Defaultkonvers.apr

HL7-8Default.dbf (In Addbases)

laucit.txt

lausol.txt

Neustart.apr

Neustart.bat

Neustart.lnk

setcit.bat

setcit.lnk

setsolo.bat

setsolo.lnk

Geänderte Datei:

Addbases.bat

Eruc.apr

firststartw6.bat

firststartw7.bat

HL7Import-Universal.apr

HL7-8Default.dbf

HL7-8Localout.apr

Impex.apr

Launcher.lnk

Patient.apr

SetupPac8-Large.apr

Start.apr

Update.apr

Version 8.40.3.0 20.3.2022

Terminalserver / Citrix: Sicherung Einstellungen für gemeinsam genutzte Module
angepasst
(Kardiocentrum Frankfurt)

Bug Zuordnung HA für Ausweis in Converter falsch verknüpft beseitigt
Bug Zuordnung SN über GTIN bei Microport-Aggregaten verschoben beseitigt
Bug Frames übergeben zweiten Zuweiser nicht korrekt behoben
(Alle Medius Klinikum Kirchheim unter Teck)

Anpassung Einleseprozesse für Abbott CRT-D
(Helios Klinikum Buch)

Bug Einstellungen Umlautkonverter GDT werden bei Update überschrieben beseitigt
HL7: Wahlweise Löschen abgelaufener Untersuchungsanforderungen (Zeit variabel)
(Leopoldina Schweinfurt)

HL7: Ergänzungen zu BAR und ORU Orbis
GDT Einlesen: Bug Zeitschleife induziert Variablenkonflikt beseitigt
GDT Einlesen: Bug Abbruch GDT-Modul führt zu Endlosschleife beseitigt
GDT Einlesen: Importmodul erkennt jetzt auch bei Änderungen automatisch Länge
fehlerhafte Zeichenfolge
(Praxis PD Merten Radolfzell)

GDT Einlesen: Optionen für Tomedo (Apple) eingefügt
(Praxis am Steintor Recklinghausen)

GDT Export: Umlautkonversion auch über Zeichentabelle
Anleitung Erstellung Fachkundenachweis aktualisiert
(Klinikum Oldenburg)

Neue Datei:
Fachkundenachweis.pdf
Umlaute.dbf (In Addbases)

Geänderte Datei:
Addbases.bat
Aggreg.apr
AWStandard.apr
BuilderMCClocal.bat
CitKont.lnk
Citrixkonten.apr
DefaultHL7-8.apr
GDTImp2021.apr
GDTStandard.apr
GTINMain.apr
HL7Import-Universal.apr

HL7-8LocalOut, apr
Lager. apr
Patient. apr
SJM. apr
Sonden. apr

Version 8.40.2.0 6.2.2022

Startsequenz: Überprüfung auf unzulässige Werte
Feld Aggregatart in erweiterter Suche Eingriffe hinzugefügt
Fakultativ Tracing HL7-Nachrichten
OP-Bericht: Word-Berichte werden nach Erstellung und Bearbeitung automatisch
entfernt
(Universitätsklinik Erlangen)
HL7: Import Hausarztdateien für Orbis angepasst
(Thüringen-Klinik Georg Agricola Saalfeld)
MDTSmartSync: Stopfehler beim Einlesen beseitigt
(Klinikum Hanau)
MDT CareLink: Formularerkennung angepasst
(Praxis Singh Kronach)
GDT.Import: Import Stammdaten auch bei fehlender PLZ korrekt
(KardioCentrum Frankfurt)
Bug Leeren der temporären Datenverzeichnisse bei Generierung Serienbriefdateien
noch nicht abgeschlossen beseitigt
(Kreiskrankenhaus Prignitz Perleberg)
MDT Einlesen Tachyplattformen 2990: Satzfehler Modus bei Switch beseitigt
(Nardini-Klinikum Zweibrücken)
HL7 Abgleich doppelte Zuweiser mit Adressbezug
Korrektur Format Geburtsdatum in lokaler HL7-Generierung Helios
Neue Datei:

CRLFout22.vbs (In C:\ProPace\Pacing\Pacer97\HL7)

Geänderte Datei:

Buildermcclocal.bat
CreateB64.bat
CWD.bat
DefaultHL7-8. apr
GDTImp2021. apr
Grabberuniversal.bat
HL7-8Localaout. apr
HL7IMPORT-UNIVERSAL. APR
MDTSmartSync. apr

MDTTacNeu.apr
Patient.apr
Revineu.apr
Start.apr

Version 8.40.1.2 22.12.2021

Startsequenz: Überprüfung auf unzulässige Werte
OP-Bericht: Word-Berichte werden nach Erstellung und Bearbeitung automatisch
entfernt
(Universitätsklinik Erlangen)
HL7: Import Hausarzt Daten für Orbis angepasst
(Thüringen-Klinik Georg Agricola Saalfeld)
MDT SmartSync: Stopfehler beim Einlesen beseitigt
(Klinikum Hanau)
MDT CareLink: Formularerkennung angepasst
(Praxis Singh Kronach)
HL7 Abgleich doppelte Zuweiser mit Adressbezug
Korrektur Format Geburtsdatum in lokaler HL7-Generierung Helios
Neue Datei:

CRLFout22.vbs (In C:\ProPace\Pacing\Pacer97\HL7)

Geänderte Datei:

CreateB64.bat
DefaultHL7-8.apr
Grabberuniversal.bat
HL7-8Localaout.apr
HL7IMPORT-UNIVERSAL.APR
MDT SmartSync.apr
MDTTacNeu.apr
Revineu.apr
Start.apr

Version 8.40.1.1 21.11.2021

Bugfix: Falscher Rücksprung nach Änderung Zuweiser in Stammdaten
Bugfix: Falsche Zuordnungen in Befunddruck
(Universitätsklinik Erlangen)
Bugfix: Falsche Anzeige Zuweiser in internem Ausweis
(Praxis Bonfils Kandel)

Geänderte Datei:

Language Pack
Patient.apr
Wordawwupper.apr

Wordtab.dbf
Wordwupper.apr

Version 8.40.1.0 17.11.2021

DB-Korrektur bei fehlerhaften Schlüsselzuordnungen aus Start heraus möglich
Weitere Anpassung Hausarztzuordnung
Bug: Addbases nimmt Defaults aus Rootupdate beseitigt
Impex-Modul gleicht jetzt automatisch Zuweiserzuordnung ab
Fakultativ: Automatischer Auswurf Stick nach Lesen
(Leopoldina KH Schweinfurt)

Neues Verzeichnis:

Removedrive

Neue Datei:

ExPatmaster.dbf
Removedrive.exe
Repair.bat
Repair.lnk
Stickout.bat
Stickout.lnk

Geänderte Datei:

Addbases.bat
Impex.apr
Patient.apr
Repair.apr
Satzlokalebatches.apr
Satzlokalebatchesud.apr
Start.apr

Version 8.40.0.1 7.11.2021

Weitere Anpassung Hausarztzuordnung im HL7-Import
BugFix: Fehltauswahl Nachsorgedaten nach HA-Wechsel in Nachsorge beseitigt
(Praxis Taubert Saalfeld (Saale))

Geänderte Datei:

GrabberUniversal.bat
HL7Import-Universal.apr
Patient.apr

Version 8.40.0.0 1.11.2021

Hausarztzuordnung geändert => Verschiedene Adressen bei gleichem Namen
Konversionstool für Hausarzt Datenbank auf neue Zuordnung
Satzfehler MDTTacNeu beseitigt
Fakultativ: Prüfung auf vorhandene FID vor Transfer Stack HL7

Auswahl FID Nachsorge jetzt über Datum Aufenthalt / Nachricht
Dump-Modul jetzt auch mit \$- oder \$-Separator
Fakultativ Zeichensatzkonversion bei HL7-Import über Universalgrabber
PhilipsPush korrigiert
Automatische Komprimierung Hausarztdatei bei Bedarf
Anleitung für Textbausteine Nachsorge aktualisiert
Recall-Modul aktualisiert für SJM-Sheets
Anleitung für Recall-Modul aktualisiert
Anleitung für Konversion Herstellerdateien Advisory hinzugefügt
Thesaurussuche sortiert Ergebnisse
(Kreiskrankenhaus Lörrach)
Listendruck Patienten jetzt auch mit Kurzliste analog SD-Version
(KH Perleberg)
Stammdaten in Nachsorge jetzt mit HA-Adresse und Zugang HA-Datenbank
Rücksicherung Vorlagen
(Beides Universitätsklinik Erlangen)
Planer groß: Bei Wahl 'Extern' wahlweise Termin- oder Monatsübernahme
(Johannes Wesling Klinikum Minden)
Abrechnungsblatt: Zusätzliche Felder für erhöhten Satz
(St. Josefs-Krankenhaus Freiburg)
Exportmodul für weitere Ausweisformate
Pfadablage Patientenarchiv für Import Dokumente zu Synedra
Interne Ablage PDF mit Patientennamen (Für Entnahme zu ext. Archiv)
Bug falsches Dezimalzeichen in SJM.apr beseitigt
Ausweis kann auch fakultativ OP-Zusatzangaben mitnehmen
(Letzte fünf MVZ und Krankenhaus Jung-Stilling Siegen)
Neues Verzeichnis:
HaKomp
Vorlagen (In BKData)
Converter (In BKData\Vorlagen)
Neue Datei:
Advisory_Excel.pdf
Defaults.dbf (In Addbases)
HACchange.apr
HACchange.bat
HACchange.lnk
HaKomp.apr
HaKomp.bat
HAKonv.apr

HAKonv.bat
HaKoMaster.dbf
HASuch.dbf
MDT2021Neu.bat
MDT2021Neu.lnk
MMODBRAD.txt
MMODTACALT.txt
MMODTACNEU.txt
Pkg.txt
Resetletter.bat
Resetletter.lnk
Textbausteine_Nachsorge.pdf

Geänderte Datei:

Abform.dbf
Addbases.bat
Advisory_SN_Hersteller.pdf
AWStandard.apr
AWWP.apr
DefaultHL7-8.apr
Dump.apr
FRAB.apr
GrabberUniversal.bat
Hausarzt.apr
Helppath.dbf
HL7Import-Universal.apr
Kalender.apr
Language Pack
Leadsearch.apr
MDTHolen.bat
MDTTacHolen.bat
MGConvertDump.bat
Neupatient.apr
Pacsearch.apr
Patient.apr
PatListDruck.apr
PhilipsPushPdf.bat
Recall.apr
Satzlokalebatches.apr
Satzlokalebatchesud.apr

SJM.apr
TacMDTHolen.bat
TacMDTHolen.lnk
Wordopwupper.bat

Version 8.39.2.0 15.8.2021

Weitere Anpassungen für MDT SmartSync Programmierer
Einlesemodul Boston (Guidant) angepasst
GDT-Exportdateien auf UTF8

(MVZ Betzdorf)

Neue Hilfedatei für Anpassung Word ohen GPO
(Universitätsklinik Erlangen)

Dump erzeugt jetzt sowohl eine ANSI- als auch eine UTF-8-Patientendatei als txt
(Universitätsklinik Erlangen)

HL7-Import: Leerzeilengeneration uterdrückt
(Leopoldina Schweinfurt)

Neue Datei:

MGConvertdump.bat
MGConvertdump.lnk
Pointer.dbf
SSyncGen.txt
SSyncReady.txt
SSyncStart.txt
SSyncZip.txt
TrustCenterWord2017.pdf

Geänderte Datei:

Bossum.apr
Boston.apr
Dump.apr
GDTStandard.apr
MDTSmartSync.bat
MDTTacNeu.bat
Patient.apr
TacMDTHolen.bat

Version 8.39.1.0 18.7.2021

Weitere Anpassungen für MDT SmartSync Programmierer
Bugfix Satzfehler Löschdatei Importdaten

Geänderte Datei:

Addbases.bat
Aggreg.apr

MDTSmartSync.apr
MDTSmartSync.bat
MDTTacNeu.bat
Satzlokalebatches.apr
Satzlokalebatchesud.apr

Version 8.39.0.1 11.7.2021

Bugfix: Erneute PW-Abfrage korrigiert
(Praxis Taubert Saalfeld (Saale))

Geänderte Datei:

Aggreg.apr
Patient.apr
Revineu.apr (Nur grüner Client)

Version 8.39.0.0 4.7.2021

Stammdatenbank Aggregate / Sonden: Hinweis, falls keine Favoriten markiert sind
Stammdatenbank: Bezeichnung für diagnostische Tools geändert (ICM/Monitor)
Datenbankkomprimierung auch automatisch
Start Module wahlweise mit unterdrücktem Logo
Servicemanager überarbeitet, Dienste können auch vom lokalen Client gesteuert
werden

Reporting Client groß: Farbfehler korrigiert

Updatedateien werden bei Beendigung Client gelöscht

Prüfung Netzwerkverbindung vor Start des Updatemoduls

E und L: XML-Datei mit geändertem Encoding

Import Zuweiser aus Order wahlweise

Querydatenbank wird bei Start des Hauptmoduls zurückgesetzt

Bug Hausarzt Datenbank bläht sich bei Einlesen aus Order auf beseitigt

Separate Erfassung, ob Tachy-Therapien aktiviert sind

(Leopoldina Schweinfurt)

Archivierung CareLink-Daten aktualisiert

(Praxis Brühl & Singh Kronach)

Dump erzeugt jetzt sowohl eine ANSI- als auch eine UTF-8-Patientendatei als txt

(Universitätsklinik Erlangen)

Neue Datei:

Defaults.dbf
HL7-HATRANSMASTER.dbf
KompressorDaten.apr
KompressorDaten.bat
MDTSMARTSYNC.apr
MDTSMARTSYNC.bat

MDTSMARTSYNC.lnk
MGConvertdump.bat
MGConvertdump.lnk
SMSYNCDATAMASTER.dbf
Netfailure.apr
Servisteuer.bat

Geänderte Datei:

Aggreg.apr
deltemp.bat
deltemp2.bat
Dump.apr
GrabberUniversal.bat
Language Pack
Reporting.apr
Patient.apr
PKG.txt
Satzlokalebatches.apr
Satzlokalebatchesud.apr
Services.apr
Setuppac8-Large.apr
Sonden.apr
Start.apr
TacMDTHolen.bat
Update.bat
UpdateCitrix.bat
XMLEundLapr

Version 8.38.2.0 5.4.2021

Einlesen MDT CareLink-Dateien angepasst
Zeitablauf PDFExtern angepasst
(Beide Praxis Brühl/Singh Kronach)
Dump der Haupttabellen aus Einstellungsansicht heraus
Advisory-Modul: Abgearbeitete Aggregate / Sonden können markiert werden
Hilfetext bzgl. falscher Aggregatanzeige im Befund
Recall-Modul für weitere Advisories angepasst
Bug Letztes Nachsorgedatum wird nicht übernommen beseitigt
Bug Anzeige Änderung Programmierung mit falscher Zuordnung beseitigt
Anzeige Aggregatart in Nachsorge zusätzlich zur Plattform (Nur HD-Client)
(Beide Praxis Taubert Saalfeld (Saale))

Neue Datei:

Dump.apr
Dump.bat
Dump.lnk
Geänderte Datei:
Advisory.apr
Changes.apr
Fehler_Aggregatanzeige_falsch.pdf
Helppath.dbf
Patient.apr
PhilipsOPS.apr
Recall.apr
Satzlokalebatches.apr
Satzlokalebatchesud.apr
TacMDTHolen.BAT
Wordmover.bat

Version 8.38.1.0 14.3.2021

Defaultbearbeitung HL7 mit automatischem Editieren Anforderungsname
(Sana Elmshorn / Pinneberg)
Recall-Modul komplett überarbeitet für automatischen SN-Abgleich
Link zu propace.de angepasst
Neue Datei:

Admatch.dbf
Advisory_SN_Hersteller.pdf
Geänderte Datei:
DefaultHL7-8.apr
Helppath.dbf
HL7-8Default.dbf
HL7Import-Universal.apr
Patient.apr
Recall.apr

Version 8.38.0.0 21.2.2021

GDT-Schnittstelle Inbound /Outbound überarbeitet (Unter anderem freie Wahl
Codepage, verbesserte Integration in To-Do-Liste, Split PDF- und
GDT-Ziel ...)
(u.a. MVZ Freudenstadt, Kardiocentrum Frankfurt)
Automatischer Report für Kostenträgeranfragen
Weitere Anpassungen Word-Druck
Anpassung E&L HL7-Schnittstelle an Inbound aus alternierenden Systemen
Schnittstelle Philips HL7 jetzt auch lokal

Reset Verknüpfungen bei Listenfeldbearbeitung möglich

(Leopoldina Schweinfurt)

Ambulanzplaner groß: KW-Berechnung nach ISO 8601

(Praxis Taubert Saalfeld (Saale))

Korrektur Memofeldfehler im Ausweistandardmodul

(Kardiopraxis Nürtingen)

Aktualisierung Hilfefunktion

Neue Datei:

Advisorysearch.apr
Advisorysearch.bat
Advisorysearch.dbf
Advisorysearch.lnk
AZeichRaut.vbs
GDTImp2021.bat
GDTImp2021.dbf
GDTImp2021.lnk
GDTImpMaster.dbf
GDTImp2021.apr
GDTImp2021Server.apr
GDT-Tab.dbf
GDT-TabMaster.dbf
holen.lnk
PhilipsPushPDF.bat
PhilipsPushPDF.lnk
Umlaute.dbf (In ...Interface\GDSystem)

Geänderte Datei:

1Dummy.txt
AWStandard.apr
Buildermcclocal.bat
DEFAULT HL7-8.APR
Diagnosen.apr
Eingriffsdokumentation.pdf
expogdteinzelneu.bat
GDTServImport.bat
GDTStandard.apr
HL7Import-Universal.apr
HL7-8LocalOut.apr
Kalender.apr
KalTrans.dbf

Language.pack
Nachsorgedokumentation.pdf
Patient.apr
Sekretariatgross.apr
TextKonv.dbf
Wordwupper.apr
XMLEundLapr

Version 8.37.2.0 20.12.2020

Weitere Anpassungen Word-Druck
Tachy-Dokumentation: Zonenbereiche für manuelle Eingabe zusätzlich bezeichnet
(Universitätsklinik Erlangen)
Verlauf mit Patientendoku im Druck
(Ostalbkrankenhaus Aalen)
Lokale Schnittstelle für Helios Typ Buch
Neues Abrechnungsmodul für manuelle Abrechnung
(St. Josefskrankenhaus Freiburg)
Updates Stammdatenbanke jetzt auch manuell möglich
Neue Datei:

ABRFORM.dbf
ManUpDB.dbf
OruTerm.txt
WTM.dbf

Geänderte Datei:

Buildermcclocal.bat
Helppath.dbf
HL7-8Localout.apr
OruEnd.txt (In ... \Pacer97\HL7)
Patient.apr
Verlauf.apr
WordAWWupper.apr
WordAWWupper.bat
WordOpwupper.apr
WordOpwupper.bat
Wordtab.dbf (in Pac 97)
Wordtab.dbf (in Pac 97\Export)
Wordwupper.apr
Wordwupper.bat

Version 8.37.1.5 1.12.2020

Gesamtausdruck aller Nachsorgedokumente vereinfacht

(Helios Klinikum Buch)
Pfadkonfiguration bei Erststart: Überflüssige Buttons entfernt
(Sana Seenlandklinikum Hoyerswerda)

Weitere Anpassungen Word-Druck

Neue Datei:

WordAWWupper.apr (in ...Pacer97\Export)

Gelöschte Datei:

WordAWWupper.apr (in ...Pacer97)

Geänderte Datei:

Ausweisextern.apr
Patient.apr
Revineu.apr
Satzlokalebatches.apr
Satzlokalebatchesud.apr
WordAWWupper.bat
WordOpwupper.bat
Wordwupper.bat

Version 8.37.1.4 15.11.2020

Weitere Anpasung Wordverarbeitung

Eingriffs- und Aggregatindikation können in Memofeld FU übernommen werden

Neue Datei:

Wordtab.dbf (in Export)

Gelöschte Datei:

WordAWTab.dbf

Geänderte Datei:

Patient.apr
WordAWWupper.apr
Wordwupper.apr

Version 8.37.1.3 13.11.2020

Weitere Anpasung Wordverarbeitung

Neue Datei:

WordAWTab.dbf
WordAWWupper.apr
WordAWWupper.bat
WordAWWupper.lnk

Geänderte Datei:

Ausweisextern.apr
Patient.apr
Satzlokalebatches.apr

Satzlokalebatchesud.apr
Wordwupper.apr
Wuppertext.bat

Version 8.37.1.2 8.11.2020
Anpassung Wordverarbeitung FU auf variablen Pfad
Medikationsdokumentation Eingriff jetzt mit Übernahme Standardvorgabe
(Beides Universitätsklinik Erlangen)

Neue Datei:
ImplMedDefault.dbf

Geänderte Datei:
Addbases.bat
Implantmedikation.apr
Patient.apr
WordOpwupper.ap
Wordtab.dbf
Wordwupper.apr
Wuppertext.bat

Version 8.37.1.1 6.11.2020
Weitere Anpassung Bearbeitung OP-und FU-Berichte als Word-Dokument

Neue Datei:
Wuppertext.bat
Wuppertext.lnk

Geänderte Datei:
Patient.apr
Revineu.apr
WordOpwupper.apr
Wordtab.dbf
Wordwupper.apr

Version 8.37.1.0 1.11.2020
Bearbeitung OP-Berichte als Word-Dokument
(Universitätsklinik Erlangen)

Neue Datei:
WordOpwupper.apr
WordOpwupper.bat
WordOpwupper.lnk

Geänderte Datei:
Revineu.apr
Satzlokalebatches.apr
Satzlokalebatchesud.apr

Patient.apr

Version 8.37.0.0 25.10.2020

Ausdruck Dokumentation aller Befunde eines Patienten als Sammeldruck möglich
(JWK Minden)

Ausführliche Dokumentation Medikamentengabe bei Eingriff

Bearbeitung FU-Berichte als Word-Dokument

(Beides Universitätsklinik Erlangen)

Bei entsprechender HL7-Konfiguration werden Zuweiserdaten für 3 Adressaten
eingelesen

(Klinikum Mittleres Erzgebirge Zschopau)

Weitere Anpassungen MDT-Tachy-Modul

(Praxis Taubert Saalfeld (Saale))

GDT-Übertragung angepasst

(Kardiocentrum Frankfurt)

Kopieren von Stick beschleunigt

Neue Datei:

expogdteinzelneu.lnk

HASTACK.dbf

Implantmedi.dbf

Implantmedikation.apr

Implantmedikation.bat

Implantmedikation.lnk

Implmedi.dbf

Wordtab.dbf

Wordwupper.apr

Wordwupper.bat

Wordwupper.lnk

Geänderte Datei:

Addbases.bat

DEFAULT HL7-8.APR

expogdteinzelneu.bat

GDTStandard.apr

HL7IMPORT-UNIVERSAL.APR

HL7IN-MASTER.dbf

Languagepack

MDTTacNeu.apr

Patient.apr

Satzlokalebatches.apr

Satzlokalebatchesud.apr

Stickfrei.bat
Version 8.36.1.1 18.9.2020
Lokale HL7-Schnittstelle: DFT angepasst
(Paulinen-KH Berlin)
Geänderte Datei:

HL7-8Localout.apr
Version 8.36.1.0 16.9.2020
AnyDesk ersetzt Teamviewer als Fernwartungstool
Präferenz für PDFParallel wählbar
Schnittstellenanpassungen DFT-Modul
Neue Datei:
AnyDesk_Service.exe
PDFPara1.bat
PDFPara1.lnk
PDFPara2.bat
PDFPara2.lnk
PDFPara3.bat
PDFPara3.lnk
PDFParallel-1.bat
PDFParallel-2.bat
PDFParallel-3.bat
Geänderte Datei:
HL7-8Localout.apr
Patient.apr
PDFExtern.apr

Version 8.36.0.1 3.9.2020
KIS-Dokument wird nur bei aktivierter Schnittstelle ins Archiv geschoben.
(Praxis Taubert Saalfeld (Saale))
Bug PDFParallel.bat wird bei Update überschrieben beseitigt
HL7-E&L aktualisiert
Überarbeitung Organizer und Fragmentsuche
Geänderte Datei:
Addbases.bat
HL7-8Localout.apr
Language Pack
Patient.apr

Version 8.36.0.0 30.8.2020
Vorauswahl Pfade für Schnittstellen
Log für angemeldete Clients

HMSC: Liest jetzt UTF-16-Daten direkt in Nachsorge ein.
HL7-DFT: Leistungserfassung aktualisiert
Druckscripte werden zentral verwaltet
GDT-Individualmodul wahlweise mit kompletter Stammdatenrückgabe
Zusätzliche Ablage Zuweiserbriefe im Word-Format in getrenntem Verzeichnis
(Universitätsklinik Erlangen)
Bug Vorgabe nächste FU wird im Kurzkalender nicht gesetzt beseitigt
(Leopoldina Schweinfurt)
Serverbackuptool angepasst
Neues Verzeichnis:
 Script
Neue Datei:
 BIOIEE.dbf
 Clients.dbf
 DFT.apr
 DFT.bat
 DFT.lnk
 ELORB.bat
 ELORB.lnk
 MGConvert.exe
Geänderte Datei:
 Addbases.bat
 BACKUPSERV.APR
 Backupserv.bat
 Bioholen.bat
 Biotronik.apr
 DelHL7.bat
 Diagnosen.apr
 Eruc.apr
 GDTInd.apr
 GDTInd.dbf
 GDTStandard.apr
 HL7-8Localout.apr
 LoeGroKal.apr
 LoeGroKal.bat
 LoeGroKal.lnk
 Patient.apr
 PDFParallel.bat
 Revineu.apr

Request-8.dbf
Request-8Master.dbf
Satzlokalebatches.apr
Satzlokalebatchesud.apr
Update.apr

Version 8.35.1.0 30.7.2020

Aktualisierung Lokale HL7-Schnittstelle
KIS-Kürzel für Untersucher / Operateur kann direkt in Diagnosen.apr eingegeben werden

Externe Befundverarbeitung erkennt automatisch notwendige Anzahl Kopien bei entsprechender Briefkonfiguration

TS-Verwaltung: Rücksatz Clientnamen möglich

Bug Grundeinstellungen Externe PDF werden bei Update überschrieben beseitigt
(Praxis Brühl / Singh Kronach)

Geänderte Datei:

Briefneupath.apr
CDB.apr
Diagnosen.apr
HL7-8Localout
Languagepack
Patient.apr
Update.bat
Updatecitrix.bat

Verschobenen Datei:

KARZTMAP.dbf (C: => B)

Gelöschte Datei:

ZDSStack.dbf (Auf C:\Propace)

Version 8.35.0.0 22.7.2020

Anpassung Schnittstelle HL7 E&L
Kalenderanpassung gross auch durch Benutzer möglich
Manuelle Übernahme PID/FID aus Stack möglich
Parallele Befundarchivierung aktualisiert (Binärverfahren)
(Praxis Taubert Saalfeld (Saale))

Export OP: Generierung Unr bei fehlender Anforderung
(Thüringen Klinik Georg Agricola Saalfeld (Saale))

Bug Abschneiden Aggregatname bei Scan beseitigt
(Leopoldina Schweinfurt)

Bug falscher Zeitstempel Backup beseitigt
(Kardiologische Praxis Borken)

Bug fehlerhafter Filter HL7-Import bei langem Untersuchungsnamen beseitigt
(Klinikum Hanau)

Optional Exportsperre bei fehlender Diagnose / OPS im Eingriff
(Ostalb-Klinikum Aalen)

Bug Satz Citrix-Clients auf Master-Namen gesetzt beseitigt

Neue Datei:

Kalprep.apr
Kalprep.lnk
StartStopKalPrep.dbf

Geänderte Datei:

Boston2012.apr
DefaultHL7.apr
Einlesen MDT Brady.PDF
Einlesen_SJM_Merlin.PDF
HL7-8Localout
Language Pack
MDTTacNeu.apr
Patient.apr
PDFParallel.bat
Query.dbf
Request-8.dbf
Request-8Master.dbf
Revineu.apr
Satzlokalebatches.apr
Satzlokalebatchesud.apr
SetupPac8.apr
SetupPac8-Large.apr

Version 8.34.5.0 28.6.2020

Anpassung Schnittstelle HL7 E&L
Parallele Befundarchivierung KIS und Pacer 8 möglich (Erfordert möglicherweise
Anpassung PDF-Druckertreiber)

Steuerung PDF-Export lokales HL7-Modul
OP-Berichtsmodul wahlweise mit oder ohne Textbausteine
(Leopoldina Schweinfurt)

Bug fehlerhafte Einheit SR in externem OP-Modul beseitigt
(Praxis Taubert Saalfeld (Saale))

Neue Datei:

Default HL7-8.apr
HL7HATransfer.dbf

Geänderte Datei:

- KARZTMAP.dbf
- PDFParallel.bat
- PDFParallel.lnk
- Vornamen.dbf

Geänderte Datei:

- Buildermcclocal.bat
- CWD.bat
- HL7-INMaster.dbf
- HL7IMPORT-UNIVERSAL.apr
- HL7-8Localout.apr
- Language Pack
- Patient.apr
- Revineu.apr

Version 8.34.4.2 8.6.2020

Textverarbeitung in HL7-8Localout.apr angepasst (Esc-Sequenz für Umbruch)
Bei Programmende nochmaliges Löschen temp-Verzeichnisse
Anpassung Schnittstelle für ITB
Neue Datei:

Geänderte Datei:

- Allout2.vbs
- B64.bat
- B64.lnk
- Chain.vbs
- Chain1.vbs
- Chain2.vbs

Geänderte Datei:

- Buildermcclocal.bat
- Eruc.apr
- HL7-8Localout.apr
- Patient.apr

Version 8.34.4.1 4.6.2020

Korrektur Einlesen Modus für Biotronik-SM älter als E-Serien
Einlesen MDT Ensura Stimulationsanteil aktualisiert
(Praxis Taubert Saalfeld (Saale))
Schnittstelle Orbis Typ Saalfeld fertiggestellt
(Thüringen Klinik Georg Agricola Saalfeld (Saale))

Neue Datei:

- SLF.bat
- SLF.lnk

Geänderte Datei:

Biotronik.apr
CWD.bat (In C:\ProPace\Pacing\Pacer97\HL7
HL7-8Localout.apr
MDTTacNeu.apr
Patient.apr

Version 8.34.4.0 1.6.2020

Lokale Schnittstelle HL7 E&L weiter angepasst
Ergänzungen für die MDT Tachy-Plattform
(Praxis Taubert Saalfeld (Saale) und Klinikum Hanau)
Ergänzungen Boston Scientific und SJM Converter
Bug fehlerhafter Tab-Sprung Polarität LV Nachsorge beseitigt
Anzeige Einlese-Plattform in Nachsorge
Neue Datei:

ORMLog.bat
ORMRead.Apr
ORMRead.dbf

Geänderte Datei:

BuilderMCCLocal.bat
Boston2012.apr
HL7-8Localout.apr
MDTTacNeu.apr
Patient.apr
SJM.apr

Version 8.34.3.1 26.5.2020

Bug Polaritätszuordnung bei einigen SJM-Aggregaten beseitigt
Bug: Moduszuordnung bei fehlerhafter XML-Datei ebenfalls fehlerhaft beseitigt
Boston-Modul übernimmt jetzt auch AGC- und 'Fest'-Werte
... und natürlich Ergänzungen für die MDT Tachy-Plattform
(Alle Praxis Taubert Saalfeld (Saale))
Geänderte Datei:

Biotronik.apr
Boston2012.apr
Bostonpaceart.apr
MDTTacNeu.apr
SJM.apr

Version 8.34.3.0 17.5.2020

Bug fehlerhafter Schreibschutz Batteriedaten korrigiert
SJM-Import: Auslesen Polarität angepasst
(Praxis Taubert Saalfeld (Saale))

Microport-Import angepasst
Lokaler Export HL7 CWD angepasst
Bug letztes Update enthält alte Converter beseitigt
Neue Datei:

AZeichonly.vbs (In C:\ProPace\Pacing-8-Blau\Pacer97\
ExchangeFiles\VBS)
CWD.bat (In C:\ProPace\Pacing\Pacer97\HL7
CWD.lnk (In C:\ProPace\Pacing\Pacer97\HL7
HL7PDFLocalschieb.bat
HL7PDFLocalschieb.lnk

Geänderte Datei:

Biotronik.apr
Boston2012.apr
Buildermcclocal.bat
HL7-8LocalOut.apr
MDTTacneu.apr
Patient.apr
SJM.apr

Version 8.34.2.0 8.5.2020

HL7-Schnittstelle E & L angepasst
Language pack aktualisiert
Impex-Modul jetzt auch für Export > 50 Patienten aktualisiert
Generierung PDF für externe Ablage aktualisiert
(MVZ Nordenham)

Anleitung manuelle Patientenanlage aktualisiert
Boston-Import setzt 'Funktions-Beginn' auf BOL (Kompatibilität mit Ausweis)
MDT-Tachy-Plattform: Einlesen mit Zeitverzögerung zur Verhinderung Überlauf
Bug fehlerhafter Eintrag in Biotronik-DS führt zu falscher Anzeige Modus beseitigt
Bug Anzeige Stim.-Polarität bei einigen MDT-Tachyprodukten beseitigt
Neue Datei:

arcex.txt
ConfPdfExt.lnk
PDFExtern.lnk

Geänderte Datei:

archiexPP.bat
Biotronik.apr
Boston2012.apr
ConfPDFExt.apr
IMPEX.apr

Language Pack
MDTTacNeu.apr
Patient.apr
Patientenanlage.pdf
PDFExtern.apr
Satzlokalebatches.apr
Satzlokalebatchesud.apr
speizielPP.bat

Version 8.34.1.0 30.3.2020

Bug Altersberechnung Nachsorge weicht ab beseitigt
Bug Impex-Modul Abbruch Archivimport korrigiert
Bug Programmierte Amplitude BSci wird nicht immer ausgelesen beseitigt
(Alle Praxis Taubert Saalfeld (Saale))
Bug Einlesen SN Compia fehlerhaft beseitigt
(Leopoldina Schweinfurt)

Geänderte Datei:

addbases.bat
archiinpp.bat
Boston2012.apr
Impex.apr
MDTTacNeu.apr
Patient.apr
Speizielpp.bat

Version 8.34.0.0 16.2.2020

Auf Wunsch Übergabe aller Dokumente als Sammel-PDF an KIS /Praxis
HL7-Schnittstelle auch lokal (MCC)
Bei Anlage einer neuen Nachsorge wahlweise Übernahme des Layouts aus der
Vorgabe oder der letzten Nachsorge
(Praxis Taubert Saalfeld (Saale))
Ausdruck Patientenliste in Large-Client mit variierenden Ansichten
(St. Josefs-Hospital Salzkotten)

Neues Verzeichnis:

PDFRepository
HL7 (in C:\Propace\Pacing\Pacer97)

Neue Datei:

base64.bat
buildermcclocal.bat
buildermcclocal.lnk
Create64.bat

CRLFout2.vbs ((in C:\Propace\Pacing\Pacer97)
HL7Default.dbf ((in C:\Propace\Pacing\Pacer97)
HL7-8Localout.apr ((in C:\Propace\Pacing\Pacer97)
ORU1END.txt ((in C:\Propace\Pacing\Pacer97)
ORU1Helios.txt ((in C:\Propace\Pacing\Pacer97)
Oruend.txt ((in C:\Propace\Pacing\Pacer97)
PDFRepository.apr
PDFRepository.bat
PDFRepository.lnk
PhilipsOPS.dbf ((in C:\Propace\Pacing\Pacer97)
TextKonv.dbf ((in C:\Propace\Pacing\Pacer97)
Repobat.dbf
Repoblister.dbf
ZDSStack.dbf ((in C:\Propace\Pacing\Pacer97)

Geänderte Datei:

Maktemp.bat
Maktemp.lnk
Patient.apr
Patlistdruck.apr
SJM.apr

Version 8.33.2.1 6.2.2020

MDT-Tachymodul angepasst

(Sanaklinikum Hameln / Pymont)

SJM-Modul: In der Übernahme englische Einheiten durch deutsche ersetzt (yrs)

In AWWP-Modul Feldlängen für Sonden- und Aggregate angepasst

(Praxis Taubert Saalfeld (Saale))

History aktualisiert

Korrektur Format Large Client (A4/A3)

Geänderte Datei:

Ausweis.dbf
Ausweismaster.dbf
History.pdf
MDTTacNeu.apr
Patient.apr
SJM.apr

Version 8.33.2.0 30.1.2020

Verwaltung TS-/Citrixclients umgestellt

Bug Feldüberlauf Modus bei AAIR<=>DDDR beseitigt

Bug falsche Untersuchungsfolge bei Doppeluntersuchung beseitigt

Neue Datei: (Uinversitätsklinikum Eppendorf UHZ Hamburg)

CDB.apr
CDB.bat
CDB.lnk

Geänderte Datei:

MDTTacNeu.apr
Medtronic.apr
Patient.apr
Satzlokalebatches.apr
Satzlokalebatchesud.apr
Tralatool.apr

Version 8.33.1.0 26.1.2020

Werklist kann jetzt nach Zeiträumen vorfiltern
Zusätzliche Felder Standardbriefexport
Lagerhaltung mit variabler UBD-Überwachung (Nur HD-Version
(Alle Leopoldina Schweinfurt)

Geänderte Datei:

Lager.apr
Language Pack
Patient.apr
Revineu.apr

Version 8.33.0.1 19.1.2020

Datenübergabe Standardbrief jetzt auch mit Stimulationshäufigkeit
(Uinversitätsklinikum Eppendorf UHZ Hamburg)
Bug MDT-Brady-Converter nimmt bei Attesta im AAI<=>DDD-Modus Impedanz und
Stimulationsanteil nicht mit beseitigt
Bug Impex-Modul löscht temporäres Archiv-Verzeichnis nicht beseitigt
(Beide Praxis Taubert Saalfeld (Saale))

Neue Datei:

delarchiv.bat
delarchiv.lnk

Geänderte Datei:

Impex.apr
Medtronic.apr
Patient.apr

Version 8.33.0.0 26.12.2019

Zwischenablage Nachsorge nimmt jetzt auch Texte mit
Standarbriefdatei mit variablen Feldern Batteriedaten

(Beides Leopoldina Schweinfurt)
Überarbeitung Lagerhaltung beendet (Nur HD-Version
(Diakonie Klinikum Jung-Stilling Siegen)

Neue Datei:

Order.apr
Order.bat
Order.lnk
Orderlist.apr
Orderlist.bat
Orderlist.dbf
Orderlist.lnk
OrderNr.dbf
Ordersave.dbf

Geänderte Datei:

Lager.apr
Lagerpaket.apr
Lagerpat.apr
Lamoneu.apr
Lamoneu.dbf
Language pack
Patient, apr
Satzlokalebatches.apr
Satzlokalebatchesud.apr

Version 8.32.0.1 15.12.2019

Bugfix OP-Bericht hängt bei Rücksprung beseitigt.
Tab-Sprünge bei Schnitt-Naht-Zeit aktualisiert mit Plausibilitätsprüfung
(Praxis Taubert Saalfeld (Saale))

Geänderte Datei:

Language pack
Patient, apr
Revineu.apr

Version 8.32.0.0 8.12.2019

Bei Import Daten vom Stick Boston Scientific / Elá / Sorin / Livanova / Microport ab
sofort keine fixe Laufwerksangabe mehr notwendig
UBD-Anzeige für Material ohne fixe UBD angepasst (Nur HD-Version)

Neue Datei:

Bosfinder.bat
Localstick.apr
Localstick.dbf

Geänderte Datei:

Language pack
Lager.apr (Nur HD-Version)
Lamoneu.apr (Nur HD-Version)
Patient.apr

Version 8.31.1.0 4.12.2019

Bei Anlass für Nachsorge Option Vor/Nach MRT hinzugefügt
(Uinversitätsklinikum Eppendorf UHZ Hamburg)
Erfassung Standardpreise in Stammdatenverwaltung Material.und Lager (Nur HD-Version)
Bug fehlerhafte Feldbelegung Vorgabe Anlass Nachsorge beseitigt.
Bug Tabsatzfehler bei HA-Änderung beseitigt.
(Praxis Taubert Saalfeld (Saale))

Geänderte Datei:

Accessories.apr
Lager.apr
Lagerpaket.apr (Nur HD-Version)
Lamoneu.apr (Nur HD-Version)
Lamoneu.dbf (Nur HD-Version)
Language pack
Neupatient.apr
Patient.apr

Version 8.31.0.0 28.11.2019

OP-Berichte können selektiv dem internen Archiv hinzugefügt werden.
SJM: Korrektur doppeltes Datenfeld bei Suche
Bug Exportmodul stoppt bei nicht leerem Zielverzeichnis beseitigt
(Alle Praxis Taubert Saalfeld (Saale))
Paketverwaltung und neues Monitoring Materialwirtschaft (Nur HD-Version)
(Diakonie Klinikum Jung-Stilling Siegen)
H17-Exportmodul: Getrennte Patientendatei
(Uinversitätsklinikum Eppendorf UHZ Hamburg)

Neue Datei:

Lagerpaket.apr (Nur HD-Version)
Lagerpaket.bat (Nur HD-Version)
Lagerpaket.lnk (Nur HD-Version)
Lagerpat.apr (Nur HD-Version)
Lagerpat.bat (Nur HD-Version)
Lagerpat.dbf (Nur HD-Version)
Lagerpat.lnk (Nur HD-Version)
Lamoneu.apr (Nur HD-Version)

Lamoneu.bat (Nur HD-Version)
Lamoneu.dbf (Nur HD-Version)
Lamoneu.lnk (Nur HD-Version)
Lagpaccont.dbf (Nur HD-Version)
Lagpack.dbf (Nur HD-Version)
OPPDFIntern.bat
OPPDFIntern.lnk

Geänderte Datei:

Buildermcc.bat
Einlesen_MDT_Brady.pdf
Einlesen_MDT_Tachy.pdf
HL7Serverschieb.bat
HL7-8Serverout.apr
Impex.apr
Lager.apr (Nur HD-Version)
Language pack
Patient.apr
Revineu.apr
Satzlokalebatches.apr
Satzlokalebatchesud.apr
SJM.apr

Version 8.30.0.0 10.11.2019

Automatische Berechnung geänderte Programmierung
(Klinikum Oldenburg)

Stimulationsanteil SJM jetzt FU-FU
(Uinversitätsklinikum Eppendorf UHZ Hamburg)

Importfehler Archiv bei Datentransfer beseitigt

Bug Berechnung Batterieimpedanz SJM bei Punkt statt Komma in Rohdaten beseitigt

Anzeige PLZ Lizenz bei PLZ 0... fehlerhaft beseitigt
(Letzte drei Praxis Taubert Saalfeld (Saale))

Neue Datei:

Changes.apr
Changes.bat
Changes.lnk

Geänderte Datei:

Accessories.apr
Impex.apr
Language pack
Patient.apr

Satzlokalebatches.apr
Satzlokalebatchesud.apr
SJM.apr

Version 8.29.3.2 28.10.2019
Bug fehlender Rücksatz Datentransfer bei CWD-XML-Transport beseitigt
(Diakonie Klinikum Jung-Stilling Siegen)
Geänderte Datei:
XMLEUNDL.apr

Version 8.29.3.1 26.10.2019
Automatische Berechnung OP-Dauer auch aus Verlauf heraus
Verlaufsdokumentation ergänzt
(Beide Ostalb-Klinikum Aalen)
Exportoptionen Op-Bericht erweitert
(Thüringen Klinik Georg Agricola Saalfeld)
Geänderte Datei:
Patient.apr
Revineu.apr
Verlauf.apr

Version 8.29.3.0 18.10.2019
XML-Generierung CWD: Feld erwartete Restlaufzeit hinzugefügt
BSCI: Daten können jetzt bei Zip-Sperre auch auf anderem PC entschlüsselt werden
(Uinversitätsklinikum Eppendorf UHZ Hamburg)
Neue Datei:
bscfrei.bat
Geänderte Datei:
Language pack
Patient.apr
XMLEUNDL.apr
XMLEundLServer.apr

Version 8.29.2.0 14.10.2019
Reporting: Vorgabe Auswahl Zeitraum jetzt bis 2025
XML CWD mit variablem Pfad
AWWP mit zusätzlichen Feldern
Updater für Toolbox aktualisiert
Toolbox aktualisiert
SW-Updates können auch manuell geladen und ausgeführt werden
Hilfetext manuelles Update hinzugefügt
Dropdown-Menü Kostenträger aus Feldinhalten
(Praxis Taubert Saalfeld (Saale))

Service-Modul: Passwort-Abfrage korrigiert (HD)
Bug Pause in XMLprocess.bat beseitigt
Bug Schreibschutz in Patientenaufnahme aus Worklist beseitigt (HD)
Bug Tabfehler in Defi-FU Eingabe beseitigt (HD)
Weitere Module für HD angepasst (HD)
Neues Verzeichnis:

Toolbox (in B:\...\Rootupdate-L)
Updateman.pdf

Geänderte Datei:

AWWP.apr
Clearclient.bat
Clearclientonly.bat
Clearindex.bat
Cleartemponly.bat
Helppath.dbf
MRT.Check.apr (HD)
Patient.apr
Recall.apr (HD)
Reporting.apr
Revitextbausteine.apr (HD)
Revitextmodule.apr (HD)
Services.apr (HD)
Update.bat
Updatecitrix.bat
XMLEundL.apr
XMLEundLServer.apr
XMLProcess.bat

Version 8.29.1.2 6.10.2019

Hilfetext USB-Stick vorbereiten hinzugefügt
Bug Daten aus ICD-Thesaurus mit versetztem Einsatz beseitigt
Bug Grosskalender übergibt Status und Überweisung nächste FU nicht beseitigt
Bug falsche Feldzuordnung in GTIN Materialerfassung beseitigt
Bug fehlende Aktualisierung bei Erfassung Material aus Lager beseitigt
Weitere Module für HD angepasst
Neue Datei:

Error.apr (In C:\)*
USB_Stick.pdf

Geänderte Datei:

GTIN.apr

Help.apr*
Helppath.dbf
Histinit.apr*
ICDSearch.apr
Kalender.apr
Kalenderterm.apr
Kostop.apr*
Lager.apr
Lagerkorrektur.apr
Leadalert.apr*
Patient.apr
Services.apr*
TBS.apr*
Wechselframes.apr*

* = Nur HD-Client

Version 8.29.1.1 1.10.2019

Bugfix: Falsche Feldzuweisung in Tabelle Patient beseitigt

Geänderte Datei:

MDTTacneu.apr
Patient.apr
Verw.apr

Version 8.29.1.0 30.9.2019

Bug Suche nach vers. FU berücksichtigt Vorlauf nicht beseitigt

Modul Ambulanzverwaltung vollständig neu

Einleseanleitung MDT Tachyplattformen aktualisiert

AWWP nimmt Autokonfig Sensing und Output mit, Standardbrief ebenso

Bug SJM-Import öffnet mit Mismatch-Ansicht beseitigt (Pacer 8 Large)

Druck der Patientenliste in separatem Modul A4 (Pacer 8 Large)

Nach Import wird jetzt wahlweise Dokumenten- oder Datenarchiv geöffnet

Weitere Anpassung Import MDT- PDF Berichte

(Letze Vier: Praxis Taubert Saalfeld (Saale))

Neue Datei (Nur Pacer 8 Large):

Patlistdruck.apr
Patlistdruck.bat
Patlistdruck.lnk

Geänderte Datei:

AWWP.apr
Einlesen_MDT_Tachy.pdf
Kostop.apr (Nur Pacer 8 Large)

Language Pack
MDTTacNeu.apr
Patient.apr
Satzlokalebatches.apr
Satzlokalebatchesud.apr
SJM.apr (Nur Pacer 8 Large)
Verw.apr

Version 8.29.0.0 21.9.2019

Client jetzt auch für Monitore bis 1920 dpi angepasst
OP-Text aus Fremdanwendung kann über ZA in Implant eingefügt werden
(Beides Uinversitätsklinikum Eppendorf UHZ Hamburg)
Bug Bei Wechsel Datenblatt Sprung in falsche Maske beseitigt
Bug Aggregate-Stammdatei ohne Patientenliste beseitigt
Zwischenframes jetzt aus allen Ansichten möglich
Check auf MRT-Tauglichkeit des implantierten Systems
Feld MRT in Sondenstammdatei
AWWP nimmt auch berechnete TV mit
Setup: liest automatisch Hostnamen ein, kann manuell angepasst werden
Grabber HL7 für MEK hinzugefügt
Schaltfläche 'Druck' in Eingriffsdokumentation in 'Op.-Bericht' umbenannt
(Ostalb-Klinikum Aalen)
Volumenlizenzen jetzt auch jahrweise möglich
(Praxis Brunn und Koll. Medico Paderborn)
Dokumentenverzeichnis öffnet auf Wunsch automatisch nach Import
Bei versehentlich neu angelegter Nachsorge kann altes Plandatum zurückgeholt
werden
Bei Verwendung des Grosskalenders bidirektionales Löschen
Weitere Anpassungen MDT-Tachyplattform
(Letzte Vier Praxis Taubert Saalfeld (Thüringen))
Neue Datei:

GrabZs.bat
hausarzt.bat
hausarzt.lnk
Loegrokal.apr
Loegrokal.bat
Loegrokal.lnk
MRT-Check.apr
MRT-Check.bat
MRT-Check.lnk

MRTDB.dbf
Name.bat
Name.dbf
Name.txt

Geänderte Datei:

Aggreg.apr
AWWP.apr
Hausarzt.apr
Language Pack
MDTTTacNeu.apr
Neupatient.apr
Patient.apr
Satzlokalebatches.apr
Satzlokalebatchesud.apr
Setuppac8.apr
Sonden.apr
Sondeninfo.apr

Version 8.28.0.0 4.8.2019

Reset HL7 setzt auch Statusdatei zurück
Weitere Korrekturen Sprachpaket
Flag Dashboard kann über Lesekorrektur auch zurückgesetzt werden
Modul Ansicht Komplettdaten Biotronik
Modul Ansicht Komplettdaten SJM / Abbott
Berechnung Stimulationsanteile MDT Brady-Plattformen für AAI-Aggregate geändert
Bug Vitatron-Import (alt) bricht bei fehlerhaften RS-Impulswerten ab beseitigt
Einleseprozedur Vorhofimpedanzen bei MDT-Tachyplattformen geändert
(Letzte drei Praxis Taubert Saalfeld (Thüringen))

Neue Datei:

BioCpl.apr
BioCpl.bat
BioCpl.lnk
BioCplCall.bat
BioCplCall.lnk
SJMCP1.apr
SJMCP1.bat
SJMCP1.lnk
sjmgenarc.bat
sjmgenarc.lnk

Geänderte Datei:

Importvitatron.apr
Language pack
MDTTacNeu.apr
Medtronic.apr
Patient.apr
Resetalone.bat
ResetGrabHang.bat
ResetHL7.bat
SatzlokaleBatches.apr
SatzlokaleBatchesUD.apr
sjm.apr

Version 8.27.5.1 16.7.2019

Satzfehler in Sprachpaket deutsch korrigiert
Weitere Korrekturen an MDT Tachymodul
Rücksprung zu Nachsorge aus Brieferstellung über Leerkontroll
Eigenes Feld für Default Art FU
(Alle Praxis Taubert Saalfeld (Thüringen))

Geänderte Datei:

Language pack
MDTTacNeu.apr
Patient.apr

Version 8.27.5.0 14.7.2019

Einmaliger Reset Zähler FU pro Quartal möglich
(Praxis Theuer Seelow)
Berechnung Stimulationsanteile MDT Brady-Plattformen geändert
Bug Fehlermeldung bei nicht konventionsgemäßen Frequenzangaben durch
BSci-Programmer für Ausweisdruck behoben
(Beide Praxis Taubert Saalfeld (Thüringen))

Anleitungen Einleseprozeduren aktualisiert

Geänderte Datei:

AWWP.apr
AWTac.dbf
AWTacMaster.dbf
Einlesen_Biotronik.pdf
Einlesen_BSci.pdf
Einlesen_MDT_Tachy.pdf
Einlesen_SJM_APS3000.pdf
Einlesen_SJM_Merlin.pdf
Language Pack

Medtronic.apr
Patient.apr

Version 8.27.4.2 11.7.2019

Bug MDT Tachy-Import schliesst unvollständig beseitigt
(Nardini Klinikum Zweibrücken)
Bug lokaler GDT-Import funktioniert bei fehlender Tabelle nicht beseitigt
(Praxis Bonfils Kandel)
Bug PDF werden bei externen Dokumenten nicht in Archiv geschoben beseitigt
(Praxis Taubert Saalfeld (Thüringen))

Neue Datei:

Importttabelle2.dbf (Exchangefiles)

Geänderte Datei:

MDTTacNeu.apr
Patient.apr

Version 8.27.4.1 8.7.2019

Zwischenframes in Verwaltung bei Öffnen von Zusatzmodulen eingefügt
Bug Indexdateien Sekretariat gross aufgebläht beseitigt
Aufruf Tagesprogramm direkt aus Druckmenu möglich
Bug AWWP.APR liefert Serienbriefdatei in ANSI-Format beseitigt
Bug MDTTACNeu nimmt Impedanz Ensura nicht mit beseitigt
Bug Vitatron Daten (Alte Aggregate) werden nicht archiviert beseitigt
SM-abhängige Patienten werden in FU farblich gekennzeichnet
Bug Löschabfrage bei neuer Nachsorge und Übernahme der prog. Werte beseitigt
Bug Patientenalter nicht tagesgenau berechnet beseitigt
(Letzte Sieben Praxis Taubert Saalfeld (Thüringen))

Neue Datei:

Plagemaster.dbf

Geänderte Datei:

AWWP.apr
Patient.apr
Sekretariatgross.bat
vittrans.bat

Version 8.27.4.0 3.7.2019

Neues Sekretariatsmodul für Großkalender
Bug aktivierter Zwischenframe wird bei Rücksprung aus Eingriff übersprungen
beseitigt
Bug MDT-Brady-Modul blockt bei fehlender Stim-Polarität in RA beseitigt
(Praxis Taubert Saalfeld (Thüringen))

Neue Datei:

Plage.dbf
Sekretariatgross.apr
Sekretariatgross.bat
Sekretariatgross.lnk

Geänderte Datei:

Medtronic.apr
Patient.apr

Version 8.27.3.0 25.6.2019

Neue Anleitung zum Scannen via GTIN
Termin mit neuem Kalender jetzt auch aus Stammdaten
Bug Update nimmt voreingestellte Druckmakros nicht mit beseitigt
(Ostalb-Klinikum Aalen)
Bug Inkonsistenz von Scannereinstellung und Lesebeginn Scan in Pacer 8 führt
zu falsch berechneter GTIN beseitigt
(Klinikum Mittleres Erzgebirge Zschopau)
Bug externer Stationsbrief überspringt Zwischenframe beseitigt
Bug Ausweis nimmt nach TV über großen Kalender nicht alle FU beseitigt
Neues Dashboard als Memofeld für kumulative Notizen Patient
Bug überzählige Klammer in sjmarch beseitigt
(Letzte Vier Praxis Taubert Saalfeld (Thüringen))

Neue Datei:

Dashboard.apr
Dashboard.bat
Dashboard.lnk
GTIN.pdf
Kalenderterm.apr
Kalenderterm.bat
Kalenderterm.lnk

Geänderte Datei:

GTIN.apr
GTINMain.apr
Helppath.dbf
Lager.apr
Patient.apr
SatzlokaleBatches.apr
SatzlokaleBatchesUD.apr
Update.bat
UpdateCitrix.bat

Version 8.27.2.0 16.6.2019

Neuer Briefconverter für Ausweise im lwp-Format
Bug vorzeitiges Ende AW bei Benutzung Converter bewseitigt
PDF SJM wird nicht in Archiv übertragen beseitigt
Rechtschreibfehler Startansicht Liz. FU/Quartal beseitigt
(Beides Praxis Taubert Saalfeld (Thüringen))

Neue Datei:

Ausweis.dbf
Ausweismaster.dbf
AWBradyMatrix.dbf
AWBradyProg.dbf
AWBradyProgMaster.dbf
AWMatrixMaster.dbf
AWTac.dbf
AWTacMaster.dbf
AWWP.apr

Geänderte Datei:

Ausweisextern.apr
Patient.apr

Version 8.27.1.0 9.6.2019

Feld Zugang in Eingriffsdoku jetzt aus vordefinierter Liste
(Leopoldina Schwienfurt)

Kalender gross jetzt mit Reservierungsmöglichkeit Termin
Dokumentenverzeichnis aus Cardialog II kann aus Client geöffnet werden
(Beides Praxis Taubert Saalfeld (Thüringen))

Geänderte Datei:

Diagnosen.apr
Language pack
Kalender.apr
Patient.apr

Version 8.27.0.1 1.6.2019

Bug Feld Kriterien VT2 ist im Eingabemodus schreibgeschützt beseitigt
Bug revstart löst bei fehlender FU-Auswahl Gesamtexport aus beseitigt
(Helios Klinikum Niederberg)

XML-Verarbeitung mit Textfeldern E & L jetzt freigegeben

Geänderte Datei:

Patient.apr
XMLEUNDL.apr
XMLEUNDLSERVER.apr

Version 8.27.0.0 22.5.2019

Kostenrechnung neu
Filter HL7-ORM nach Freitext Untersuchung
UID wahlweise aus OBR-2 oder OBR-3
Standard-Start ist Start.apr
Neue Datei:

DRG.dbf
Kostdefault.apr
Kostdefault.bat
Kostdefault.lnk
Kostendefault.dbf
Kostenpool.dbf
Kostop.apr
Kostop.bat
Kostop.lnk

Geänderte Datei

HL7Import-Universal
Language Pack
Pacer8.lnk
Patient.apr
Satzlokalebatches.apr

Version 8.26.3.0 2.5.2019

Aggregat/Sondeninfo aus FU jetzt mit SN-Suche
Neue Datei:

Sondeninfo.apr
Sondeninfo.bat
Sondeninfo.lnk

Geänderte Datei:

Aggregatinfo.apr
Language Pack
Patient.apr
Satzlokalebatches.apr
Sondeninfo.apr

Version 8.26.2.0 22.4.2019

Advisorymodul erweitert: Hinweis auf Gültigkeitszeitraum und SN-Bezug
Bug Anwahl erweiterte Suche aus Bireferstellung überspringt Datenexport beseitigt
(Praxis Farazandeh / Beermann Recklinghausen)
Arbeitsplatzfilter kann dirket in To-Do-Liste zurückgesetzt werden
(Leopoldina Schweinfurt)

Geänderte Datei:

Advisory.apr
Advisory.dbf (Nur Inhaltsänderung, Rahmen unverändert)
Aggreg.apr
Aggregatinfo.apr
Language pack
Patient.apr
Sonden.apr
Sondeninfo.apr

Version 8.26.1.0 10.4.2019

Bug Anlage neue GTIN aus Lager ordnet nicht zu beseitigt
(Marienhaus Ottweiler)
Bug OP-Text wird nicht in Doku übernommen beseitigt
Bug Anwahl Einfache Suche aus Nachsorge überspringt Zwischenframe beseitigt
(Beide Kardiocentrum Frankfurt)
Keine 'leere' GTIN-Eingabe mehr möglich
Geänderte Datei:

GTIN.apr
Lager.apr
Patient.apr
Revineu.apr

Version 8.26.0.0 4.3.2019

Neues Advisory-Modul
Neues Verfahren für Client-Updates
Falscher PDF-Pfad bei Einlesen von E: korrigiert
Neue Datei:

Admark.dbf
Advisory.apr
Advisory.bat
Advisory.lnk

Geänderte Datei:

Labels.dbf
Patient.apr
Stickfrei.bat
Update.bat
UpdateCitrix.bat

Version 8.25.1.0 18.2.2019

Erweiterte Suche jetzt auch mit Direktmarkierung für Recall
Seriennummern können aus der erweiterten Suche direkt in die Zwischenab-
lage kopiert werden

Übersicht freie Wochentermine in neuem Terminplaner
(Helios Frankenwaldklinik Kronach)
Bug Inhalt Zwischenablage wird auch ohne Auswahl Baustein in OP-Text eingefügt beseitigt
Bug gewählter Frame für OP-Bericht wird nicht gespeichert beseitigt
(Beides Ostalb-Klinikum Aalen)
Bug nach Einlesen GTIN springt Eingriffsdoku unter Citrix zu vorherigem Eingriff beseitigt
(Sana Klinikum Hameln)

Neue Datei:

KalWeek.dbf
REVLETTADD.dbf

Geänderte Datei:

Kalender.apr
Patient.apr
Revineu.apr

Version 8.25.0.0 3.2.2019

Neue Terminplanung - jetzt Übersichtskalender möglich
Detaillierte Angabe MRT-Fähigkeit System
(Kardiocentrum Frankfurt / Main)

Neue Datei:

Kala.dbf
Kalender.apr
Kalender.bat
Kalender.dbf
Kalender.lnk
Kaltrans.dbf

Geänderte Datei:

Patient.apr
Satzlokalebatches.apr

Version 8.24.1.0 28.1.2019

Korrektur Übergabe DLZ und Prozedurenzeit für EundL XML
Bug in Regi.bat für grabber EundL beseitigt

Geänderte Datei:

Grabber.bat (Verzeichnis EundL)
Patient.apr
XMLEUNDL.apr
XMLEUNDLSERVER.apr

Version 8.24.0.0 9.1.2019

Darstellung Profilfelder in Masterdatei
Bug Textbausteine OP verweisen auf falsches Verzeichnis beseitigt
Automatische Tab-Sprünge entfernt für langsame Systeme
Changeframe durch Direktimport ersetzt
(Elisabeth-KH Essen und ZAK Contilia Essen)
BSci-Tool mit geänderter Warnung bei inkompatiblen Feldern
(Sana Klinikum Hameln / Pyrmont)

Neue Datei:

MasterLok.apr
Masterlok.bat
Masterlok.lnk

Geänderte Datei:

Boston2012.apr
Language Pack
Patient.apr
Revitextbausteine.apr
Satzlokalebatches.apr

Version 8.23.3.0 12.12.2018

Druck Non-Standard-Spooler angepasst
(Praxis Feldmann Kyritz)

Formularverwaltung: Frei wählbares Memofeld zur Übernahme
Memofelder können jetzt auch formatiert in Brief übernommen werden
GDT Dokumentenverweis jetzt mit variablem Pfad
Exponeubrief.dbf jetzt auch in zubriefstartedit

Geänderte Datei:

ausweisspool.bat
Briefneupath.apr
diagnosendruck.lss
GDTStandard.apr
Patient.apr
spoolICD.bat
spoolPM.bat

Version 8.23.2.0 26.11.2018

Satzfehler in Vorauswahlliste HF beseitigt, Kardiotechniker hinzugefügt
Bug Zusatzangaben Eingriffe R/W springt zu R/O zurück beseitigt
Bug falsche Impedanzzuordnung RV in Eingriff bei XML beseitigt

Neue Datei:

VAD.apr
VAD.dbf

Geänderte Datei:

HF.apr
MEDIHI.apr
Patient.apr
XMLEUNDL.apr
XMLEUNDLSERVER.apr

Version 8.23.1.0 21.11.2018

Übergabe Serienbrieftexte Frame RBK erweitert
Druck auch bei Non-Standard-Spooler
(Praxis Feldmann Kyritz)
Bug HL7-Export OP nimmt PDF nicht mit beseitigt
(Ostalb-Klinikum Aalen)
Eingriffsdokumentation mit zusätzlichem Feld für permanente Anmerkung
(Sana-Klinikum Hameln-Pyrmont)

Neue Datei:

Ausweisspool.apr
Ausweisspool.bat
SpoolICD.bat
SpoolPM.bat

Geänderte Datei:

Language pack
Patient.apr

Version 8.23.0.0 18.11.2018

Automatisches Einlesen SJM-PDF, wenn vorhanden
Dauerdiagnosen können aus Befundbericht eingelesen und zugeordnet werden
SN Aggregat wird bei Änderung Aggregat gelöscht zur Vermeidung fehlender
Eingabe nach Wechsel
(Ostalb-Klinikum Aalen)
Einleseverfahren für Vitatron G-Serie geändert
Anleitungen für Sorin/Ela und Vitatron aktualisiert
Herzinsuffizienz-Modul fortgeschrieben
(Klinikum Oldenburg)
Bug Monitor- und ATP vor DC - Einstellungen nicht in neue FU übernommen beseitigt
(St. Josef-KH Salzkotten)
Implantationsmeldung: Erkennt bei MDT/Vitatron System automatisch
Bug falsche Skriptgenerierung für Bio-HMSC-Start korrigiert
Bug Aggregateinlesen von Lager übernimmt SN nicht mehr beseitigt
Liest CareLink-Daten von HandlePDF ein
(Alle Marienhaus Ottweiler)

Bug GDT-Tabelle verweist auf lokales Verzeichnis beseitigt
(Praxis Brunn und Koll. Paderborn)

Bug fehlerhafte Labels MaWi beseitigt

Neue Datei:

Anleitung_PaceArt_Export.pdf
Diagconvert.apr
Diagconvert.bat
Diagconvert.dbf
Diagconvert.lnk
Einlesen_Sorin-Ela.pdf
HFHA.lwp
HFStandard.lwp
SJMListe.dbf
SJMPDF.apr
SJMPDF.dbf

Geänderte Datei:

Accessories.apr
Einlesen_Vitatron.pdf
Helppath.dbf
HF.apr
Material.apr
Patient.apr
Revineu.apr
Satzlokalebatches.apr
SSGDTPPIMP.apr
Stickfrei.bat
TacMDTHolen.bat

Version 8.22.0.0 30.10.2018

Scriptgenerierte OP-Berichte

(Leopoldina Schweinfurt)

Textbausteine OP-Berichte

Neue Datei:

Clipleer.bat
Clipleer.lnk
Revimontage.dbf
Revitextbausteine.apr
Revitextbausteine.bat
Revitextbausteine.dbf
Revitextbausteine.lnk

Revitextmodule.bat
 Revitextmodule.lnk
Geänderte Datei:
 Language pack
 Patient.apr
 Revineu.apr
 Revitextmodule.apr
 Satzlokalebatches.apr

Version 8.21.2.0 25.10.2018
History: Wahlweise Verarbeitung lokal oder über Server mit Dienst
History: Verarbeitung erst nach komplettierter Dokumentation
History: Wahlweise auch Deaktivierung
Anpassung Import Vitatron Q-Series
MDT Brady liest Restlaufzeit, wenn vorhanden
Bug: Makro bricht bei leerer Tagesliste ToDo ohne Meldung ab beseitigt
Bug: SJM-Modul setzt Restlaufzeit zu kurz beseitigt
Aggregatdatenbank verwaltet auch WiSE CRT
Neue Datei;

 HistaktuellServer.apr
 Histaktuellserver.bat
 Histtransfer.bat
 Histtransfer.lnk
 vitqholen.bat
 vitqholen.lnk

Geänderte Datei:
 Aggreg.apr
 Language pack
 Medtronic.apr
 Patient.apr

Version 8.21.1.0 20.10.2018
GTIN: Umstellung Datenübergabe auf neue Tabelle zur Vermeidung Doppelzugriff
 durch selben Client
History: Übernimmt jetzt auch Daten aus GTIN
Neue Datei;

 GTINNeu.dbf
Geänderte Datei:
 GTIN.apr
 GTINMain.apr
 Patient.apr

SJM.apr

Version 8.21.0.0 16.10.2018

Ausführliche Historie zu jedem Systembestandteil

Dokumentation 2. Aggregat

BSci-Modul überarbeitet: Keine Fehlermeldung bei fehlerhaftem Datenformat,
sondern Sammelliste

To-Do-Liste: UID sichtbar

Resetbuildhang überarbeitet, stoppt nicht mehr wenn Überschneidung

Resetbuildhang überarbeitet, stoppt nicht mehr wenn Überschneidung

Bug OP-Text wird in neuen Eingriff übernommen beseitigt

Neue Datei:

BSciFail.dbf
Histagg.apr
Histagg.bat
HistAgg.dbf
Histagg.lnk
Histaktuell.apr
Histaktuell.bat
Histaktuell.lnk
Histinit.apr
Histinit.bat
Histinit.lnk
Histlv.apr
Histlv.bat
HistLV.dbf
Histlv.lnk
Histra.apr
Histra.bat
HistRA.dbf
Histra.lnk
Histrv.apr
Histrv.bat
HistRV.dbf
Histrv.lnk

Geänderte Datei:

Boston2012apr
Language pack
Patient.apr
Resetbuildhang.bat

Resetgrabhang.bat
Timebuild.apr
Timegrab.apr

Version 8.20.0.0 14.8.2018
Auslagerung Batch-Generierung in separates Modul
Schnittstelle ISH-MED Variante Lörrach hinzugefügt
Batch-Generierung in C:\Propace\Temp
Bug Tabellenfehler in Aggreg.apr beseitigt
Neue Datei:
malokbat8.bat
malokbat8.lnk
satzlokalbatch.bat
satzlokalbatchud.bat
satzlokalbatch.lnk
satzlokalbatchud.lnk
Satzlokalebatches.apr
Satzlokalebatchesud.apr

Geänderte Datei:
Aggreg.apr
HL7-8Serverout.apr
Patient.apr

Version 8.19.4.0 22.7.2018
Citrix: Bei Einlesen von Stick Wahl zwischen LW- oder Clientsteuerung
(Klinikum Westfalen Dortmund)
Für MDT-Aggregate Anzeige der Plattform in Nachsorge
(Sana-Klinikum Hameln-Pyrmont)
Anleitungen: Aggregate für MDT-Brady/Tachy-Plattformen in entsprechender An-
leitungung aufgeführt
Anzeige MRI-tauglich auch in Ergebnisliste Aggregatdatenbank
Neue Datei:
StandStickFreiCitrix.bat
StandStickFreiCitrix.lnk
StickFreiCitrix.bat

Geänderte Datei:
Aggreg.apr
Einlesen_MDT_Brady.pdf
Einlesen_MDT_Tachy.pdf
Language Pack
Patient.apr

Version 8.19.3.0 1.7.2018

Von Vorgabe abweichende Messwerte Eingriff automatisch markiert
Reset Schnittstelle(n) auch in To-Do-Liste hinterlegt
Bug Link To-Do in Verwaltung doppelt angelegt beseitigt
Bug Nachsorge Beschriftung bei erster Kontrolle leer beseitigt
Bei fehlendem Eintrag Impulsdauer Reizschwelle Bio Auswahl alternativer Eintrag
Bug Reset Builder/Grabber stoppt, wenn keine time.txt vorhanden, beseitigt
Bug Datumsformat falsch bei fehlender S/N-Zeit für XML Export beseitigt
Neue Datei:

Reset.txt
ResetServer.bat
ResetServer.lnk
Timeleer.txt

Geänderte Datei:

Biotronik.apr
BuilderPhlipsaalen.bat
BuilderUniversalORUBAR.bat
GrabberUniversal.bat
Patient.apr
ResetHL7-8.bat
XMLEUNDL.apr
XMLEUNDLSERVER.apr

Version 8.19.2.0 9.6.2018

Verschieben Nachsorgen zwischen Patienten automatisiert
Reporting: Neues Diagramm Eingriffsart bei OP-Auswertung
Vorgaben Eingriffsart Eingriffsdokumentation erweitert
(Ostalb-Klinikum Aalen)
MDM-Builder: TXA-2 für Meierhofer / Soarian angepasst
Bug falsche Suchfunktion in To-Do-Liste beseitigt
(Alle Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf)
Bug falsche Parametrisierung bei Konfiguration Startkis-FPU Option 3 angepasst
Stornoverarbeitung ORM angepasst
Wunschdatumsverarbeitung Untersuchung angepasst (Ausgleich fehlerhafte
Feldadressierung Soarian / MAG, verarbeitet jetzt OBR-7 und OBR-8)
Neue Datei:

FUSwitch.apr
FUSwitch.bat
FUSwitch.lnk
IPLPROCEDURE.APR

Geänderte Datei:

HL7Import-Universal.apr
HL7-8Serverout.apr
Language Pack
Patient.apr
Reporting.apr

Version 8.19.1.0 13.5.2018

Überwachung hängender Grabber geändert (Einlesen Zeitstempel)
Abbott zum Einlesemodul SJM hinzugefügt
Neues Verzeichnis

Neue Datei:

Reset
HL7EXError.dbf
Inboundfail.txt
Outboundfail.txt
Resetcompare.dbf
Resetcomparebuild.dbf
ResetELGrabHang
Timebuild.apr
Timebuild.dbf
Timegrab.apr
Timegrab.dbf

Geänderte Datei:

Grabber.bat
GrabberUniversal.bat
Patient.apr
ResetBuildHang.bat
Resetgrabhang.bat

Version 8.19.0.1 4.5.2018

Fehlerhafter Dateiverweis in Aufrufprotokollierung Externe Liste beseitigt
HL7 Export Meierhofer: Fehlerhafter Verweis Untersuchungsnummer MDM korrigiert
(Alle: Univeritätsklinikum Hamburg-Eppendorf)

Automatische Überwachung hängender Builder HL7

Geänderte Datei:

22MCCNeu.bat
BuilderPhilipsAalen.bat
BuilderUniversalORUBAR.bat
HL7-8.Serverout.apr
Language Pack

Patient.apr
ResetBuildHang.bat

Version 8.19.0.0 29.4.2018

Weitere Anpassung Schnittstellen, jetzt auch Parallelfälle möglich
(Ostalb-Klinikum Aalen)

Zuordnung Anforderungen zu Untersuchungsbereichen
Externes System auch von Patientenliste aufrufbar
Interner Ausweis: Reihenfolge RA-RV-LV bei Werten
(Sana Klinikum Gerresheim)

Reporting: Auswahl bis 2022 und Labelfehler beseitigt
Bug PhilipsOPS.apr verweist auf C:\-Datei beseitigt
Noch geöffnete WP-Dateien werden vor Aufruf neuer Datei automatisch geschlossen
Logging aufgerufene ORM aus externem System
PDF-Treiber separat hoch und quer
Bei aktiver Inbound-Schnittstelle Anzeige des liefernden Systems anstelle
'Externes System'

BSci: PDF nicht mehr auf Stick, sondern in Archiv
(Uniklinik Gießen Kinderklinik)

Neues Verzeichnis:
Carelink

Neue Datei:
22MCCNeu.bat
Allout.vbs
Kompressor.apr
Kompressor.bat
ORMRead.bat
Resetgrabhang.bat
UArt.dbf
Wordmover.lnk
WPKill.bat
WPKill.lnk

Geänderte Datei:
Addonkontrolle.dbf
Aggreg.apr
HL7Import-Universal.apr
HL7-8Serverout.apr
HL7Serverschieb.bat
Kontroll.dbf
Language Pack

MDTTacNeu.apr
Patient.apr
PatFormulare.apr
PhilipsOPS.apr
Reporting.Apr
Resetalone.bat
ResetHL7-8.bat
Sonden.apr
Wordmover.bat

Version 8.18.0.0 18.1.2018

Schnittstellen mit Universal-Feldern und automatischer Konfiguration

Neue Datei:

22-M.bat
22-O.bat
22-OM.bat
22-OMB.bat
Grabber-Universal.bat
HL7-8Default.dbf
HL7Import-Universal.apr
HL7-8Serverout.apr

Geänderte Datei:

HL7Settings.apr
Pacer 8.lnk
Patient.apr
Stack.dbf (HL7)
STack-8.dbf
Stack-8Master.dbf

Version 8.17.2.0 2.1.2018

Arbeitsplatzspezifische Filter für Untersuchungen (Max. 14)

Batch-Dateien Aktualisierung Importtabellen für Import bereinigt

Bug stehengebliebene Query-Einträge aus letzter Sitzung beseitigt

Windows-Anmeldung über LDAP-Liste

(Universitätsklinikum Gießen / Marburg)

Neue Datei:

HL7CLEARIMPOLOKAL.bat
HL7CLEARIMPOSERVER.bat
SSGDTPPImp.bat
SSGDTPPImp.lnk
User.dbf (B:\...\Daten)

Geänderte Datei:

HL7CLEARIMPOLOKAL.lnk
HL7CLEARIMPOSERVER.lnk
PATIENT.apr
WINPACLOG.apr

Version 8.17.1.0 28.12..2017

Kein IBM-Logo bei Start
Bug Linkabbruch bei Diagnoseneingabe Eingriffe beseitigt
(Ostalb-Klinikum Aalen)

Neue Datei:

User.dbf

Geänderte Datei:

Boston.bat
Boston2.bat
Catchremotebio.bat
Citregstart.bat
Client1 - Client8.bat
CWDCClient.bat
GDT21start.bat
HL7-8Serverout.apr
importvita.bat
KIS.apr
Kontex.bat
Neupatient.apr
Patient.apr
PDFExtern.bat
PHOPS.APR
QSStamm.bat
Recoalt.bat
Repfrombak.bat
Replokal.bat
Repstart.bat
Setuppac8.apr
StartKis.bat
xmleundl.bat

Version 8.17.0.0 1.12..2017

Komplette Liste SV-Träger hinterlegt
Anpassung Schnittstellen Philips
VBS-Scripte jetzt auch mit Erkennung # zur Leerzeichenbearbeitung HL7

Bug Eingriffsdruck verweist auf C:\...\revimeld.dbf beseitigt
Bug HL7-Serverexport auch bei blockiertem Export beseitigt
(Ostalbkrlinikum Aalen)

Neue Datei:

PHILIPSOPS.apr
PHILIPSOPS.bat
PHILIPSOPS.bat
PHILIPSOPS.dbf
Traeger.apr
Traeger.bat
Traeger.lnk

Geänderte Datei:

Citfrei.dbf
Citlok.dbf
CRLFOut22.vbs
CRLFOut23.vbs
Citrixkonten.apr
Diagnosen.apr
HL7-8ServerOut.apr
HL7Serverschieb.bat
Kasse.dbf
Language pack
Neupatient.apr
Patformulare.apr
Patient.apr
Revineu.apr

Version 8.16.3.0 14.11.2017

Reihenfolge Import KIS-Parameter veränderbar
Zeitschleifen können ausgeschaltet werden
Löschen leere GTIN-DS
QS 2017 Rhön-Kliniken

Neue Datei:

91.dbf
92.dbf
93.dbf
94.dbf
95.dbf
96.dbf
Master2017.dbf

Mastercopy.bat
OPS.dbf
PIDKIS.apr
PIDKIS.abt
PIDKIS.lnk
QueryPID.dbf
QSStamm.apr
QSStamm.bat
QSStamm.dbf
QSStamm.lnk
Standard.apr

Neues Verzeichnis:

QS\2017

Geänderte Datei:

BQSAutomat.apr
GTINVerw.apr
Language pack
Neupatient.apr
Patient.apr

Version 8.16.2.0 7.11.2017

Parametrisierter Aufruf mit Übergabe PID FID UID möglich
(Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf)

Diagnosen aus FU-Memo können formatiert übernommen werden

Rücksprung aus Einstellungen über Leerpatient

Gelabelte Sondenbezeichnungen OP Modul Aalen

Neues Verzeichnis:

KIS

Neue Datei:

KIS.apr
KIS.dbf
KISMaster.dbf
KISReset.bat
KISReset.lnk
StartKis.bat

Geänderte Datei:

BQSAutomat.apr
Briefneupath.apr
Eruc.apr
Patient.apr

Revineu.apr

Version 8.16.1.0 24.9.2017
Dokumentation OP-Verlauf
Batch Löschen Favoritenmarkierung in Aggregat- und Sondendatenbank
ICD-Thesaurus
(Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf)

Neue Datei:

ICD.dbf
ICDSearch.apr
ICDSearch.bat
ICDSEarch.lnk
Verlauf.apr
Verlauf.bat
Verlauf.dbf
Verlauf.lnk

Geänderte Datei:

Aggreg.apr
builderhelios.bat
buildermcc.bat
builderphilips.bat
builderphilipsaalen.bat
Language pack
Patient.apr
Sonden.apr

Version 8.16.0.0 18.9.2017
Beta Herzinsuffizienz-Modul freigeschaltet
HL7-Serverexport jetzt mit Prüfung auf blockierte Schnittstelle
Reset Einlesefehler setzt jetzt auch Fehler XML-Export zurück
Anpassungen Suchtools Citrix / TS für Pacer 8
GDT-Export nimmt auch Feld Medikatio2 mit
(Praxis Waldstraße Karlsruhe)

Bug Bio HMSC mit falscher Zuordnung SNr beseitigt
(Marienhausklinik Ottweiler)

Neue Datei:

Builderphilipsaalen.bat
HF.apr
HF.bat
HF.lnk
HFDevice.dbf

HFFU.dbf
HL7Busy.dbf
HL7Idle.dbf
Medi.dbf
MEDIHI.apr

Geänderte Datei:

addonkontrolle.dbf
BIOHMSCSTART.apr
builderhelios.bat
buildermcc.bat
builderphilips.bat
fkistra.dbf
lagaggsearch.apr (Clients)
lagleadsearch.apr (Clients)
Language pack
Leadsearch.apr (Clients)
Pacsearch.apr (Clients)
Patient.apr

Version 8.15.1.0 27.8.2017

Bei Briefdruck wahlweise auch Warteansicht
XML-Export: Prüfung auf Serverfehler
Überprüfung Temp-Verzeichnisse auf liegendebliebene PDF
Briefdruck: Button 'Erneut' durch 'Drucken' ersetzt
Werte Nachsorge können in Zwischenablage gelegt werden
(HELIOS-Klinikum Duisburg)
Bug falsches Drop-Down-Menu für Datum Remote-FU beseitigt
(Marienhausklinik Ottweiler)
Bug MDM.PDF bleibt bei abgebrochenem Export stehen beseitigt
(Klinikum Oldenburg)

Neue Datei:

Fatal.apr
Fatal-2.apr
Reset.txt

Geänderte Datei:

delhl7.bat
Patformulare.apr
Patient.apr
Servercopy.bat

Version 8.15.0.0 19.8.2017

<<<ACHTUNG: Geänderter Datenrahmen Datei patient.dbf !!!>>>
Erfassung beliebiger ICD und OPS bei Eingriff und Nachsorge
Dokumentation Briefmodule verschlankt
Irrtümlich der falschen Kammer zugeordnete Sonden können getauscht werden,
keine Neueingabe erforderlich
Korrektur falscher Zweitzuweiser in Briefdruck FrameRBK
Bio-Modul überprüft auf identische Sensingwerte
Fakultativ Erfassung Versicherungsnummer
GTIN-Modul: Lesebeginn GTIN-Code manuell festlegbar (zum Ausgleich mög-
licher Fehler Scanner)
(Kliniken des Landkreises Lörrach)
Grabber für MCC neu
MCC-Export neu
Bundle-Anlage System möglich (Vordefinierte Sonden bei Implant eines Aggregats)
(Alle Universitätsklinikum HH-Eppendorf)
Rücksetzen Exportmarkierungen für E&L-Export durch Benutzer möglich
(Nardini-Klinikum Zweibrücken)
Exportformat für OP-Berichte Ostalb-Kliniken hinzugefügt
Separater Druck OP-Bemerkung möglich
(Alle Ostalb Kliniken Aalen)
Formulare für CareLink hinzugefügt
Formbriefe können auch aus Briefverwaltung Nachsorge und Eingriff heraus
aufgerufen werden
Getrennte Planung Remote- und Präsenznachsorgen
Implantationsmeldungen auch als externe Formulare
(Alle Marienhausklinik Ottweiler)
Bug fehlender Export 2. Zuweiser für Standard externe Befunde korrigiert
(Regio Kliniken Sana Pinneberg)
Lagerhaltung: GTIN-Import auch mit GTIN-Korrektur
Bug GTIN springt unter Citrix nicht zur Eingabe, sondern Schreibschutz, beseitigt
(Alle Rhön-Klinikum Bad Neustadt/Saale)
Filter OP-Formulare korrigiert
BQS-Bearbeitung: Modus wählbar
Bug fehlende Viorauswahl bei Zusatzsonde beseitigt
Historie bis 8.14.2.0 als PDF
Neue Datei:
Carelinkpatient.lwp
CareLinkRezept.lwp
EXAM.dbf

FU3Monate.lwp
FU6Monate.lwp
FUImmer.lwp
Grabbermc.bat
HL7Import-MCC
OttweilerPat.lwp
OttweilerHome.lwp
Revimeld.dbf

Geänderte Datei:

Aggreg.apr
Biotronik.apr
Briefneupath.apr
delleter2.bat
Formulare.dbf (Ergänzung)
GTINMAIN.apr
Historie.pdf
HL7-8Serverout.apr
Lager.apr
Language Pack
Neupatient.apr
Patformulare.apr
Patient.apr
PATIENT.DBF
Revimeld.dbf
Revineu.apr