

Update Pacer 7 (Updatefile 73020ff.zip) vom 24.9.2013

Wichtig: Kunden mit einer Pacer 7 -Version < 7.30.2.0 kontaktieren bitte zunächst ProPace, damit einmalig die Software auf den aktuellen Stand egsetzt wird.

Inhalt des Updates:

Version 7.31.1.3 24.9.2013

Bug fehlender Export Framefelder.dbf für einige Konverter beseitigt

Bug Fehlerhafte Datenzuordnung Stack bei fehlerhaftem Dateiformat beseitigt

(Asklepios Wandsbek)

Standarderxport Brief: Feld ANZKAM hinzugefügt

(Alfried-Krupp-KH Essen)

Geänderte Datei:

Neupatient.apr

Patient.apr

Version 7.31.1.2 21.8.2013

Bug Biotronik-Import liest 'NaN' nicht beseitigt

Bug Synchronisierung Aufnahmeummer zu langsam beseitigt

(Universitätsklinik Greifswald)

Neue ORU-Profile hinzugefügt

Geänderte Datei:

Biotronik.apr

HL7.apr

Version 7.31.1.1 5.8.2013

Bug verschobene Feldinhalte bei fehlenden CR/LF in XML-Quelldatei bei Import

vom Biotronik-PG beseitigt

(Robert Bosch Stuttgart)

Geänderte Datei:

Biotronik.apr

Version 7.31.1.0 31.7.2013

Biotronik-Importmodul für Lumax und andere Aggregate angepasst

Hilfetexte Bluetttoth-Installation und Importeistellungen Programmiergerät neu

(Herr Pofertl, Fa. Biotronik)

Neue Hilfetexte

Suche in GTIN-DB direkt über Produktnamen oder Sondenlänge

Neue Datei:

AggNoStandard.pdf
BIOCOUNTER.dbf
BIORAW.dbf
BIOTABLE.dbf
BIOTABLEDBF.dbf
BTBio.pdf
Programmerimport.pdf
Rohbio.bat
Rohbio.lnk

Neues Verzeichnis:

BIOPAC8

Geänderte Datei:

bioholen.bat
biorecreate.bat
Biotronik.apr
GTINVERW.apr
Helppath.dbf
Patient.apr

Version 7.31.0.2 14.7.2013

Bug Biotronik-Transfer nimmt Zip nicht mit und ordnet xml nicht zu Datenarchiv zu
beseitigt
(Charité Campus Benjamin Franklin)

Geänderte Datei:

Patient.apr

Version 7.31.0.1 10.7.2013

Erleichterter Export Eigendaten aus Diagnosentabelle bei Migration
Erstellung Seriennummern für neue Tabelleneinträge geändert
(Korrigiert Fehler in Zufallszahlengenerator Lotus)

Bug Zugangskontrolle kann über direkten Zugriff auf Konfigurationsdatei aus-
geschaltet werden beseitigt
(Robert Bosch Stuttgart)

Kopfdateien für Citrix- und VM-Clients werden erst bei Aktivierung aus
Stammdatenverzeichnis geladen

Neue Datei:

citrixhead.bat

Geänderte Datei:

Diagnosen.apr

FLFNR.dbf
Neupatient.apr
Patient.apr

Version 7.31.0.0 30.6.2013

HL7 / SAP / XML-Schnittstelle: Automatische Aktualisierung der Fall- und Patienten-ID bei neuer Nachsorge

Ansicht Zusatzkontrolle mit starren Felddaten gelöscht => individuelle Studienmodule

Stack-Datenbasis direkt mit Hauptmodul verknüpft

Biotronik-Archiv nimmt jetzt auch Sicherungs-Zip Renamic / ICS 3000 mit

Medtronic: Bei tachyimport gezielte Suche nach Abschlussbericht => Es können alle PDF der Sitzung auf einmal exportiert und in die entsprechenden Archivordner verteilt werden

Citrix-/VMWare-Clients: GTIN-Einlesen in Eingriffsdokumentation aktualisiert
(Asklepios Klinik Wandsbek)

Citrix-/VMWare-Clients: Datenimport ohne loop
(RBK Stuttgart)

Fehlerhaftes Labeling Ambulanzstatus in Patientleer korrigiert
(Elisabeth KH Recklinghausen)

Bug: Löschen komplettes Temp-Verzeichnis bei internem PDF-Ausweis beseitigt
Hilfetext Nachsorgedokumentation aktualisiert

Geänderte Datei:

Brieferstellung_Nachsorge.pdf
GTINMAIN.apr
MDTTacholen.bat
Patient.apr

Gelöschte Datei:

Konfreifelder.dbf

Version 7.30.4.0 23.6.2013

Neues Modul Fehlerbeschreibung in Hilfe integriert

Hilfet-Modul jetzt mit integrierter Suche

Zufallszahlengenerator für Seriennummer angepasst

Updateseite ProPace bei Weblinks hinzugefügt

Link Website ProPace in Hauptmodul korrigiert

Neue und aktualisierte Hilfetexte

Schnittstellenmodul für Pulmokard und E & L vorbereitet

Neue Datei:

DBnotfound.pdf
Einlesefehler.pdf
Einlesen_BSci.pdf
Einlesen_MDT_Tachy.pdf
Error.apr
Formatfalsch.pdf
Mismatch.pdf
Sicherlesen.pdf
Stammdatenfehler.pdf

Geänderte Datei:

Diagnosen.apr
Einlesen_Biotronik.pdf
Einlesen_MDT_Brady.pdf
Hausarzt.apr
Help.apr
Helppath.dbf
Language pack
Patient.apr
Weblinks.dbf

Version 7.30.3.0 15.6.2013

Sammeldruck für Nachsorgen entfernt => Briefdruck übersichtlicher
Auswahl externes DB nach Aggregatart möglich
Editiermöglichkeit für GTIN-Datenbank erweitert
Hilfetext 'WP-Einstellungen' hinzugefügt
Bug Neuauswahl Briefmodul in der Vorschau ändert HA-Brief nicht, beseitigt
Neue Datei:

WP-Einstellungen.pdf

Geänderte Datei:

GTINVERW.Apr
Helppath.dbf
Language Pack
Patient.apr