

Pacer 8 und Kommunikation - oder : Wie sage ich es meinem Zuweiser? Warum Pacer 8 keine Insel ist.

Vorab: Wenn es der Wunsch des Kunden ist, ist Pacer 8 selbstverständlich eine Insel. Pacer 8 kann vollkommen autark betrieben werden.

Allerdings (Siehe auch unseren kleinen Text zur papierlosen Ambulanz) kann es hilfreich sein, die in Pacer 8 dokumentierten Daten und Befunde an andere Systeme oder Zuweiser digital weiterzugeben.

Pacer 8 kann Daten digital an

- Krankenhausinformationssysteme (KIS)
- Praxisinformationssysteme
- kardiologische oder internistische Befundungssysteme
- Zuweiser

weitergeben.

Krankenhausinformationssysteme

Pacer 8 kann Befundungs-/ Konsilantforderungen aus Krankenhausinformationssystemen direkt übernehmen und verfügt hierzu über an das System anpassbare ADT- und ORM-Schnittstellen.

In Pacer 8 dokumentierte Daten und Befunde können selbstverständlich zurückgegeben werden. Wir können reine Befundtexte, komplette Befunde als Word- oder PDF-Befund, Datenfelder, Abrechnungsdaten (ICD, OPS, Leistungsziffern (EBM, GOÄ, Hauskataloge)) und Daten zur Qualitätssicherung BQS übergeben. Hierfür stellen wir ORU-, MDM-, BAR- und DFT-Nachrichten, die ebenfalls an das Krankenhausinformationssystem angepasst werden können, zur Verfügung. Sie sind selbstverständlich frei, ob Sie sich Befunde Base64-embedded oder als Fileverweis in einem Verzeichnis zukommen lassen. Auch in der Wahl, ob Sie per Socket oder lieber per Verzeichnis kommunizieren, sind Sie frei.

Praxisinformationssysteme

Wir unterstützen GDT bis 2.1 und geben Ihnen gerne Daten nach Ihren Wünschen konfiguriert als Karteikarteneintrag zurück. Selbstverständlich können wir, wenn Ihr Praxissystem dies unterstützt, auch Dokumente im PDF- oder Word-Format zurückgeben.

Kardiologische / Internistische Informationssysteme

Diese sind immer sinnvoll, wenn man sich die Befunde einer Fachabteilung gesammelt und aufbereitet ansehen will.

Wir unterstützen Informationssysteme von Philips (Intellispace), E & L (SBB/CWD), Meierhofer (MCC) und GE. Hierfür sind in Pacer 8 bereits Standardschnittstellen vorkonfiguriert. Sollten Sie ein anderes Informationssystem bevorzugen, so konfigurieren wir Ihnen gerne auch hierfür Schnittstellen. Überraschung: Mediconnect wird allerdings nicht unterstützt.

Zuweiserkommunikation

Untersuchungsbefunde aus Pacer 8 können (Sofern Ihre Praxishard- und -software dies unterstützt) nicht nur als Brief, sondern selbstverständlich auch als Fax oder Mail versandt werden.

Sollte Ihr Zuweiser auch über Pacer 8 verfügen, so können Sie Daten auch komplett digital 256-Bit AES-verschlüsselt übermitteln und empfangen, so dass Sie und Ihr Zuweiser immer auf dem gleichen Stand sind.